



Endo

Ich bin Endo. Ich bin Einfachheit, Sicherheit und Qualität.
Ich bin ein komplettes Sortiment. Ich bin persönlicher Service.
Ich bin Komet. **www.ich-bin-endo.de**

*I am Endo. I am simplicity, safety and quality.
I am a complete product range. I am complete service.
I am Komet. **www.ich-bin-endo.de***

Sirona® ist eine eingetragene Marke der Firma
Dentsply Sirona.
PIEZOLux™, MULTIflex™ und SONICflex™
sind Marken der Firma KaVo.
Proxeo®, Synea® und Alegra® sind eingetragene Marken
der Firma W&H.

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,
Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,
OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,
Procodile®, R6 ReziFlow® und Visio-Soft® sind eingetragene
Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind
zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt.
Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des
Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein
rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,
auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der
Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung
des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm
oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler
vorbehalten.

Stand: Januar 2023

*Sirona® is a registered trademark of the company
Dentsply Sirona.
PIEZOLux™, MULTIflex™ and SONICflex™
are trademarks of the company KaVo.
Proxeo®, Synea® and Alegra® are registered trademarks
of the company W&H.*

*Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,
Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,
OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,
Procodile®, R6 ReziFlow® and Visio-Soft® are registered
trademarks of Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.*

*Some of the products and designations mentioned in
the text are trademarked, patented or copyrighted.
The absence of a special reference or the sign ® should not
be interpreted as the absence of legal protection.*

*This publication is copyrighted. All rights, also with regard to
translation, reprint and reproduction (also in the form of
extracts) are reserved. No part of this publication may be
reproduced or reprocessed using electronic systems in any
form or by any means (photocopying, microfilm or other
methods) without the written permission of the editor.*

*Colours and products are subject to alterations.
Printing errors excepted.*

As at January 2023



| 
Endo





6 - 15 Zugangskavität
Access cavity

7 - 10 EndoGuard
EndoGuard

11 - 12 EndoTracer
EndoTracer

13 - 15 EndoExplorer
EndoExplorer



16 - 21 Koronale Erweiterung
Coronal reaming

17 - 21 Opener
Opener



22 - 25 Gleitpfaderstellung
Creation of a glide path

23 PathGlider
PathGlider



26 - 31 Manuelle Aufbereitung
Manual preparation



32 - 50 Maschinelle Aufbereitung
Mechanical preparation

33 - 36 F6 SkyTaper
F6 SkyTaper

37 - 40 FQ
FQ

41 - 44 F360
F360

45 - 46 Procodile Q
Procodile Q

47 - 50 Procodile
Procodile



51 Spülung & Aktivierung
Rinsing & activation



52 - 64 Obturation
Obturation

53 - 54 KometBioSeal
KometBioSeal

55 - 56 EasySeal
EasySeal

57 - 60 F360 Fill
F360 Fill

61 - 62 Guttaperchaspitzen
Guttapercha points

63 - 64 Papierspitzen
Paper points

64 Guttapercha Cutter
Guttapercha cutter



65 - 72 Revision
Retreatment

66 - 67 Endo ReStart
Endo ReStart

68 Entfernung von Guttapercha
Removal of Gutta-percha

69 Entfernung von F360 Fill Obturatoren
Removal of F360 Fill Obturators

70 - 72 Endo Rescue Kit
Endo Rescue Kit



73 - 76 Postendo
Post Endo

76 Composite System
Composite System



77 - 89 Schall
Sonic tips

78 - 89 SonicLine
SonicLine



90 - 103 Endo-Antriebe
Endo motors

91 - 99 EndoPilot
EndoPilot

100 - 103 EnGo
EnGo



104 - 111 Zubehör
Auxiliaries

105 - 106 Inserttray
Insert tray

108 Waschbox
Wash box

Zugangskavität




Access cavity

The creation of a perfect access cavity is the first step of any endodontic treatment. In many cases, this is more complicated than the subsequent preparation of the root canal. The formation of the access cavity is divided into two stages: the preparation of the primary cavity (access to pulp chamber) and the secondary cavity (access to the root canal system). The success of the endodontic treatment largely depends on these two vital first steps - the creation of sufficient space and unobstructed vision. Komet offers a comprehensive range of special instruments for this.

Das Erstellen einer optimalen Zugangskavität ist der erste Schritt im Rahmen einer endodontischen Behandlung und häufig aufwendiger als die anschließende Wurzelkanalaufbereitung. Die Schaffung einer Zugangskavität wird differenziert in die Präparation einer primären Zugangskavität (Zugang zum Pulpenkavum) und der sekundären Zugangskavität (Erreichbarkeit der Wurzelkanalsysteme). Der endodontische Erfolg hängt besonders von den einleitenden Arbeitsschritten ab - der respektvollen Schaffung von Platz und Sicht. Komet bietet für diesen Arbeitsschritt ein umfassendes Sortiment an speziellen Instrumenten an.

H 269 GK



		5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	012	016
L	mm	9,0	9,0

FG - Friction Grip (FG)



500 314 219295 ...

H269GK.314. ...

+012 **016**

■ = $\odot_{max}$ 160000 min⁻¹/rpm

+ = $\odot_{max}$ 300000 min⁻¹/rpm

Endo Erweiterer mit nicht schneidender Spitze

Endo reamer with safe end

EndoGuard Stellt die Weichen auf Endo-Erfolg

Das Erstellen einer optimalen Zugangskavität ist der Grundstein einer erfolgreichen endodontischen Behandlung.

Gleich nach Eröffnung der Pulpakammer eingesetzt, unterstützt Sie der EndoGuard dabei, diesen wichtigen Behandlungsschritt besonders effizient und mit höchster Sicherheit durchzuführen.


- Abtrag von Dentinüberhängen für eine verbesserte Sicht und ein erleichtertes Auffinden der Kanaleingänge
- minimiertes Risiko von Kanaltransportationen und Feilenfrakturen dank geradlinigem Zugang
- Schutz des Pulpakammerbodens durch glatte, nicht verzahnte Spitze
- konische Form zur Vermeidung der Präparation von Unterschnitten
- effiziente Querhiebverzahnung für ruhiges, kontrolliertes und vibrationsarmes Arbeiten

EndoGuard The course is set for Endo success

The creation of a perfect access cavity is the foundation of any successful endodontic treatment.

Used immediately after opening the pulp chamber, the EndoGuard helps to carry out this important treatment step with optimum efficiency and in perfect safety.

- Removal of dentin overhangs for improved vision and easier detection of the canal entrances
- The straight access to the root canal minimizes the risk of inadvertent canal transportation and fracture of the file
- Smooth, non-cutting tip to protect the floor of the pulp chamber
- Tapered shape to prevent the preparation of undercuts
- Efficient cross-cut toothing for perfectly controlled, yet smooth work with minimum vibration



H 269 QGK



		5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	012	016
L	mm	9,0	9,0

FG - Friction Grip (FG)



H269QGK.314. ...

012 016

FG lang - Friction Grip long (FGL)



H269QGK.315. ...

- 016

383



		5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	012	014
L	mm	8,0	8,0

FG - Friction Grip (FG)



806 314 198020 ...

383.314. ...

012 014

max. 300000 min⁻¹/rpm

Kombinationsinstrument mit diamantiertem Arbeitsteil und Spitze aus Hartmetall, für lateralen Substanzabtrag bei der Präparation einer Zugangskavität

Combination bur with diamond coated working part and carbide tip, for lateral substance removal when preparing an access cavity

max. 160000 min⁻¹/rpm


opt. 20000 min⁻¹/rpm

EndoGuard mit nicht schneidender Spitze, mit Querhieb

EndoGuard with safe end, with cross cut



389



		5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	012	014
L	mm	8,0	8,0

FG · Friction Grip (FG)



806 314 494020 ...

389.314. ...

+012

+014

FG extra lang · Friction Grip extra-long
(FGXL)



806 316 494020 ...

389.316. ...

012

014

■ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 160000 min⁻¹/rpm
+ = $\bigcirc_{\text{max}}$ 300000 min⁻¹/rpm

Kombinationsinstrument mit diamantiertem Arbeitsteil
und Spitze aus Hartmetall, für lateralen Substanzabtrag
bei der Präparation einer Zugangskavität
*Combination bur with diamond coated working part and
carbide tip, for lateral substance removal when preparing
an access cavity*

15802



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	014
L	mm	10,0

FG · Friction Grip (FG)



15802.314. ...


014

$\bigcirc_{\text{max}}$ 160000 min⁻¹/rpm
Für Endo Zugangskavitäten
For creation of an endo access cavity



Wurzelkanalbehandlung
Nicht schneidende Spitze
Root canal preparation
Safe end

● **8851**
851



		5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	012	016
L	mm	8,0	8,0
Winkel · Angle	α	2°	2°

FG · Friction Grip (FG)



806 314 219514 ...

● **8851.314. ...** **+012** **-**

806 314 219524 ...


851.314. ... **+012** **016**

+ = $\varnothing_{max}$ 300000 min⁻¹/rpm
Konisch mit unbelegter Spitze
Tapered with round end



10

857



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	014
L	mm	10,5
Winkel · Angle	α	1,8°

FG · Friction Grip (FG)



806 314 220524 ...

857.314. ...

014

⌚_{max} 300000 min⁻¹/rpm

Konisch mit unbelegter Spitze

Round end tapered with safe end

EndoTracer



EndoTracer

The EndoTracer is an endodontic instrument specially intended for the preparation of the endodontic access cavity, notably for the preparation of isthmuses.


- Thanks to their special design, the petite round burs - especially the sizes 004 and 006 - are ideally suitable for the fine shaping of isthmuses and canal entrances
- The EndoTracer comes in two lengths and in 6 different sizes. This means that the range comprises the perfect instrument for any clinical situation
- Provided with a particularly long, slim neck, the EndoTracer allows unobstructed view past the instrument into the access cavity
- With its total length of 34 mm and an extra 3 mm in neck region, the EndoTracer is now even more suitable for work under a microscope

Der EndoTracer ist ein Instrument für die Präparation der endodontischen Zugangskavität. Insbesondere steht mit ihm ein Endo-Spezialist für die Isthmus-Präparation zur Verfügung.

- Die graziilen Rosenbohrer - besonders die Größen 004 und 006 - sind aufgrund ihres Instrumentendesigns ideal für die filigrane Ausgestaltung von Isthmen und Kanaleingängen geeignet
- Da der EndoTracer in 2 Längen und jeweils 6 Größen angeboten wird, steht für jede klinische Situation das passende Instrument zur Verfügung
- Dank seines besonders langen, schlanken Halses kann man sehr gut am Instrument vorbei in die Zugangskavität schauen
- Der EndoTracer mit einer Gesamtlänge von 34 mm verfügt über einen 3 mm längeren Halsbereich und eignet sich deshalb noch besser für Arbeiten unter dem Mikroskop



H 1 SML 31
H 1 SML 34



Größe · Size	Ø 1/10 mm	004	006	008	010	012	014
--------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Winkelstück lang · Right-angle long (RAL)



H1SML31.205. ... 004 006 008 010 012 014

H1SML34.205. ... 004 006 008 010 012 014

⊖_{max} 20000 min⁻¹/rpm
⊖_{opt} 1500 min⁻¹/rpm

EndoTracer für die Präparation der endodontischen Zugangskavität, insbesondere der Isthmus-Präparation
H1SML31 Gesamtlänge 31 mm
H1SML34 Gesamtlänge 34 mm
EndoTracer for the preparation of the endodontic access cavity, notably for the preparation of isthmuses
H1SML31 length 31 mm
H1SML34 length 34 mm



12

4670.205



EndoTracer Einführungsset
EndoTracer Introductory set

	H1SML31.205.006	1	
	H1SML31.205.008	1	
	H1SML31.205.010	1	
	H1SML31.205.012	1	
	H1SML31.205.014	1	
	H1SML34.205.006	1	
	H1SML34.205.008	1	
	H1SML34.205.010	1	
	H1SML34.205.012	1	
	H1SML34.205.014	1	


EndoTracer Einführungsset 4670 für die Präparation der endodontischen
Zugangskavität
EndoTracer Introductory set 4670 for the preparation of the endodontic access
cavity



EndoExplorer Form follows function

Developed in close cooperation with the endodontic specialist Dr. Hans-Willi Herrmann, this new instrument set is designed for the ergonomic, tissue-friendly primary and secondary preparation of the endodontic access cavity.

- The instrument design is optimally adapted to the requirements of microscope users
- Petite instrument head in combination with a long, slender neck for unobstructed view
- Controlled, precise work almost without pressure thanks to the sharp tooting
- Tapered instrument head to allow controlled guidance of the instrument and almost non-invasive work
- Completely made of tungsten carbide for maximum runout accuracy even after several uses




EndoExplorer Form folgt Funktion

Ein neuartiges Instrumentenset zur ergonomisch-substanzschonenden Gestaltung der primären und sekundären endodontischen Zugangskavität, entwickelt in Kooperation mit Dr. Hans-Willi Herrmann, Spezialist für Endodontie.

- Instrumentendesign optimal auf die Bedürfnisse von Mikroskop-Anwendern abgestimmt
- zierlicher Instrumentenkopf in Verbindung mit einem langen, schmalen Hals für vollständige Sicht
- kontrolliertes, präzises und nahezu druckloses Arbeiten dank schnittfreudiger Verzahnung
- konischer Instrumentenkopf, um die Instrumente kontrolliert zu führen und minimalinvasiv zu arbeiten
- maximale Rundlaufgenauigkeit auch nach mehrmaligem Einsatz dank Voll-Hartmetallkonstruktion

EX 1 S
EX 1
EX 1 L



		5	5	5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	007	007	007	007
L	mm	3,9	3,9	3,9	3,9
L₁	mm	18,5	16,0	20,0	23,0
D	Ø 1/10 mm	7,0	7,0	7,0	7,0
D₁	Ø 1/10 mm	2,8	2,8	2,8	2,8

FG Chirurgie XL · FGSXL



EX1.310. ... ■007 - - -

Winkelstück · Right-angle (RA)



EX1S.204. ... - ◆007 - -


EX1.204. ... - - ◆007 -

EX1L.204. ... - - - ◆007

◆ = $\odot_{\max}$ 40000 min⁻¹/rpm
■ = $\odot_{\max}$ 160000 min⁻¹/rpm

EndoExplorer für die Gestaltung der endodontischen
Zugangskavität, Hartmetall
EndoExplorer for the preparation of the endodontic
access cavity, tungsten carbide

EX 2 S
EX 2
EX 2 L



		5	5	5	5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	011	011	011	011
L	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
L₁	mm	18,5	16,0	20,0	23,0
D	Ø 1/10 mm	11,0	11,0	11,0	11,0
D₁	Ø 1/10 mm	3,2	3,2	3,2	3,2

FG Chirurgie XL · FGSXL



EX2.310. ... ■011 - - -

Winkelstück · Right-angle (RA)



EX2S.204. ... - ◆011 - -

EX2.204. ... - - ◆011 -

EX2L.204. ... - - - ◆011

◆ = $\odot_{\max}$ 40000 min⁻¹/rpm
■ = $\odot_{\max}$ 160000 min⁻¹/rpm

EndoExplorer für die Gestaltung der endodontischen
Zugangskavität, Hartmetall
EndoExplorer for the preparation of the endodontic
access cavity, tungsten carbide



4664.204


15



EndoExplorer Einführungsset
EndoExplorer Introductory set

EX1S.204.007	1	
EX1.204.007	2	
EX1L.204.007	1	
EX2S.204.011	1	
EX2.204.011	2	
EX2L.204.011	1	

EndoExplorer Einführungsset 4664 für die Gestaltung der endodontischen Zugangskavität
EndoExplorer Introductory set 4664 for the preparation of the endodontic access cavity



191




Sortimente:
Assortments:

191.204.S1

1 x 090 - 180



			6	6	6	6	6	6
Größe · Size		Ø 1/100 mm	090	100	120	140	160	180
Winkelstück · Right-angle (RA)								
								
310 204 698001 ...								
191.204. ...			090	100	120	140	160	180

⌀_{max} 20000 min⁻¹/rpm
Pulpabohrer „Müller“, rostfreier Stahl
Pulp bur “Müller”, stainless steel



Coronal reaming

The opening of the root canal system is followed by the preparation of the root canals. Given that most bacteria are found in the coronal third of the root canal, it is particularly important to clean this section of the canal right at the start, making sure that the subsequently used files do not spread the bacteria towards the apex. This step has the added advantage of facilitating the work of the next files and improving the dentist's field of vision. Komet provides a vast line of instruments for this, from the well-established Gates-Glidden burs to openers. These files for the mechanical preparation of root canals are provided with a short working part and large taper to facilitate particularly efficient work.

Koronale Erweiterung

Im Anschluss an die Eröffnung des Wurzelkanalsystems erfolgt die Aufbereitung der Kanäle. Da sich im koronalen Wurzelkanaldrittel ein Großteil der Bakterien befindet, ist es besonders wichtig, diesen Kanalabschnitt gleich zu Beginn zu reinigen und so sicher zu stellen, dass nachfolgende Feilen die Bakterien nicht Richtung Apex transportieren. Darüber hinaus werden die anschließend eingesetzten Feilen entlastet und das Sichtfeld des Behandlers verbessert. Das Angebot von Komet reicht hierbei von bekannten Gates-Glidden Bohrern bis hin zu Openern. Diese Wurzelkanalfeilen sind mit kurzem Arbeitsteil und großer Konizität ausgestattet, um diesen Schritt besonders effizient ausführen zu können.

Opener



300 min⁻¹/rpm
Torque: 2,8 Ncm

STERILE R

Opener

This Opener is ideally suited for the fast and generous enlargement of the canal entrance zone. It reliably removes most bacteria from the canal right at the start of the treatment. The fast-cutting design of the file ensures quick and thorough removal of the infected coronal tissue. What's more, the construction of the opener opens new perspectives: an improved view of the work field, especially in combination with magnifying glasses or a microscope. The preparatory work done by the Opener relieves the strain on the subsequently used file system and creates ideal conditions for the preparation further down the root canal.

By the way, it does not matter if you prefer working to a reciprocating or rotary method: both versions of the Opener are suitable for universal use and can be combined with any file system and preparation technique.

- Quick enlargement of the canal entrance zone
- Suitable for universal use
- Fast-cutting file design
- Less strain on the subsequently used file systems
- Improved vision
- Sterile


Dieser Opener ist geschaffen für die großzügige und schnelle Erweiterung des Kanaleingangsbereiches. Und befreit den Kanal bereits zu Anfang der Behandlung zuverlässig vom größten Teil der Bakterien. Das schnittfreundige Feilendesign sorgt für einen schnellen und gründlichen Abtrag des koronal infizierten Gewebes. Seine Beschaffenheit eröffnet Ihnen darüber hinaus neue Perspektiven: er gibt Ihnen eine bessere Sicht auf das Arbeitsfeld, vor allem in der Kombination mit Lupe oder Mikroskop. Diese Vorarbeit entlastet das nachfolgende Feilensystem und schafft die beste Grundlage für die Aufbereitung in der Tiefe.

Es ist übrigens egal, ob Sie lieber reziprok oder rotierend arbeiten: beide Versionen des Openers sind universell einsetzbar und lassen sich mit jedem Feilensystem bzw. jeder Aufbereitungstechnik kombinieren.

- schnelle Erweiterung des Kanaleingangsbereichs
- universell einsetzbar
- schnittfreundiges Feilendesign
- Entlastung nachfolgender Feilensysteme
- besseres Sichtfeld
- steril



● OP 08 L 19



		6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	025

Winkelstück · Right-angle (RA)



● OP08L19.204. ... 025

○_{max} 500 min⁻¹/rpm
Opener, Taper .08, Länge 19 mm, steril verpackt, für die Kanaleingangserweiterung mit kleinem Lumen, Nickel-Titan
Opener, taper .08, length 19 mm, sterile packed, for the straight root canal entrance area with small lumen, nickel-titanium

● OP 10 L 15
● OP 10 L 19



		6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	030

Winkelstück · Right-angle (RA)



● OP10L15.204. ... 030

● OP10L19.204. ... 030
○_{max} 500 min⁻¹/rpm
Opener, Taper .10, Länge 15 bzw. 19 mm, steril verpackt, für die Kanaleingangserweiterung, Nickel-Titan
Opener, taper .10, length 15 or 19 mm, sterile packed, for the straight root canal entrance area, nickel-titanium



●● OPR 08 L 19



			6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	025	

Winkelstück · Right-angle (RA)



●● OPR08L19.204. ...

025

Reziprokierender Opener, Taper .08, Länge 19 mm, steril
verpackt, für die Kanaleingangserweiterung mit kleinem
Lumen, Nickel-Titan
*Reciprocating Opener, taper .08, length 19 mm, sterile
packed, for the straight root canal entrance area with
small lumen, nickel-titanium*



●● OPR 10 L 19



			6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	030	

Winkelstück · Right-angle (RA)



●● OPR10L19.204. ...

030

Reziprokierender Opener, Taper .10, Länge 19 mm, steril
verpackt, für die Kanaleingangserweiterung, Nickel-Titan
*Reciprocating Opener, taper .10, length 19 mm, sterile
packed, for the straight root canal entrance area, nickel-
titanium*



- AK 10 L 15
- AK 10 L 19



		6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	035

Winkelstück · Right-angle (RA)



- AK10L15.204. ... 035
- AK10L19.204. ... 035

⌚_{max} 800 min⁻¹/rpm

Gebrauchsmuster, Patente/ Utility model, patents
EP 1 598 027

Eingangserweiterer, Taper .10, Länge 15 bzw. 19 mm,
Nickel-Titan mit TiN-Beschichtung
Reamer for the root canal entrance area, taper .10, length
15 or 19 mm, nickel-titanium with TiN coating
In countries other than Germany and Austria the packing
unit is 5 instead of 6




Sortimente:
Assortments:

G180.204.S


1 x 050 – 150

G 180



		6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	050	070	090	110	130	150
L	mm	19	19	19	19	19	19

Winkelstück · Right-angle (RA)



330 204 679336 ...

- G180.204. ... 050 070 090 110 130 150

⌚_{max} 20000 min⁻¹/rpm

Erweiterer „Gates Glidden“ Typ „G“, rostfreier Stahl
Reamer Gates Glidden “G”, stainless steel



Sortimente:
Assortments:

G180A.204.S1

1 x 050 – 150

G 180 A



		6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	050	070	090	110	130	150
L	mm	15	15	15	15	15	15

Winkelstück · Right-angle (RA)



G180A.204. ...

050 070 090 110 130 150

⌚_{max} 20000 min⁻¹/rpm

Erweiterer „Gates Glidden“ Typ „G“, kurz, rostfreier Stahl

Reamer Gates Glidden “G”, short, stainless steel

21

183 L



		6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	070	090	110	130

Winkelstück · Right-angle (RA)



310 204 682336 ...

183L.204. ...

070 090 110 130

⌚_{max} 20000 min⁻¹/rpm

Erweiterer Typ „P“, rostfreier Stahl

Reamer “P”, stainless steel

182



		6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	090	100	120	140

Winkelstück · Right-angle (RA)



330 204 680336 ...

182.204. ...

090 100 120 140

⌚_{max} 20000 min⁻¹/rpm

Erweiterer Typ „B1“, rostfreier Stahl

Reamer “B1”, stainless steel

Gleitpfaderstellung



Creation of a glide path

The creation of a glide path is indispensable for ensuring successful endodontic treatments. This step facilitates the correct estimation of the anatomy of the root canal, thus ensuring that the subsequently used files for root canal preparation work safely and efficiently. The glide path can be created manually or mechanically – Komet offers a complete solution for both options.

Die Präparation eines Gleitpfades ist für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung unverzichtbar. So kann die Anatomie des Wurzelkanals gut eingeschätzt werden und es wird gewährleistet, dass die nachfolgenden Feilen für die Wurzelkanalaufbereitung sicher und effektiv arbeiten. Die Erstellung des Gleitpfades kann sowohl manuell als auch maschinell erfolgen. Für beide Varianten bietet Komet jeweils eine komplette Lösung an.



300 min⁻¹/rpm
Torque: 0,5 Ncm

STERILE R



PathGlider

The PathGlider is intended for the mechanical creation of a glide path. Made of highly flexible nickel titanium and provided with a non-cutting instrument tip, the PathGlider perfectly follows the course of the canal, thereby not only reducing the risk of inadvertent canal transportation and formation of undesirable steps, but also saving precious time. Thanks to its taper of .03, the instrument clears the way for the subsequently used mechanical files (e.g. F360: taper .04), making sure that they work safely and efficiently. The PathGlider can be combined with any file system. Its unique kite-shaped cross-section guarantees smooth canal walls and excellent control of the file inside the canal.

Advantages over an exclusively manual creation of a glide path:

- Reduced risk of inadvertent transportation of the canal and creation of undesirable steps
- Economy of time
- Unique kite-shaped cross-section for smooth canal walls and excellent control of the file inside the canal
- Transition taper .03 for a gradual, gentle transition to the subsequently used mechanical file systems
- Sterile

PathGlider


Mit dem PathGlider wird der Gleitpfad maschinell präpariert. Dank hochflexiblem Nickel-Titan und nicht schneidender Instrumentenspitze folgt er dem Kanalverlauf optimal, reduziert das Risiko von Kanalverlagerungen und Stufenbildung maßgeblich und trägt gleichzeitig zu einer deutlichen Zeiteinsparung bei. Aufgrund seines Tapers von .03 ebnet er den nachfolgenden maschinellen Feilen (z. B. F360: Taper .04) den leichten und sicheren Weg durch den Kanal. Grundsätzlich ist er mit jedem Feilensystem kombinierbar und sorgt dank seines einzigartigen Drachenquerschnitts für glatte Kanalwände und eine gute Kontrolle der Feile.

Vorteile gegenüber der rein manuellen Gleitpfaderstellung:

- reduziertes Risiko von Kanalverlagerung und Stufenbildung
- Zeitersparnis
- einzigartiger Drachenquerschnitt für glatte Kanalwände und gute Kontrolle der Feile im Kanal
- Übergangstaper .03 für leichten und schonenden Übergang zu maschinellen Feilensystemen
- steril



PG 03 L 21
PG 03 L 25
PG 03 L 31



		6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015	020

Winkelstück · Right-angle (RA)



PG03L21.204. ...	015	020
PG03L25.204. ...	015	020
PG03L31.204. ...	015	020

⊖_{max} 500 min⁻¹/rpm

PathGlider, Taper .03, Single-use Feile, steril verpackt,
für die maschinelle Erstellung eines Gleitpfads, Nickel-
Titan

*PathGlider file, taper .03, single-use file, sterile packed,
for the mechanical creation of a glide path, nickel-titanium*


 **Sortimente:**
Assortments:

L = 21 mm

175 21.654.S1
 2 x 006 – 010

175 25.654.S1
 2 x 006 – 010

17521
17525



		6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	006	008	010	012	015

Handgriff · Handle



340 654 645452 ...

17521.654. ... 006 008 010 012 015

340 654 645452 ...

17525.654. ... 006 008 010 012 015

Patency Handfeile für die Sondierung und zum gängig
 machen von Wurzelkanälen, rostfreier, thermisch
 gehärteter Stahl

*Manual file for probing and checking patency of root
 canals, stainless, heat-strengthened steel*

Manuelle Aufbereitung


Manual preparation

Three basic types of files are available for the manual preparation of the root canal: K-burs, K-files and Hedstroem files. The preparation of root canals is governed by the standard ISO 3630 which applies to root canal instruments. In compliance with ISO provisions, all manual files come with a taper of .02 and a toothed working part with a length of 16 mm. Beyond the requirements of the standard, manual files made by Komet offer the following additional advantages:

- Radiopaque stoppers preassembled at our works
- Clearly visible depth marks
- Ergonomic handle with knobs to prevent slipping
- Handle provided with a hole to insert a safety chain

Für die manuelle Aufbereitung des Wurzelkanals stehen drei Grundtypen von Feilen zur Verfügung. K-Bohrer, K-Feilen und Hedstroem Feilen. Den Standard setzt dabei die ISO 3630 für Wurzelkanalinstrumente. Alle Handfeilen nach ISO verfügen über einen Taper .02 sowie ein 16 mm langes verzahntes Arbeitsteil. Komet Handfeilen bieten über den genormten Standard hinaus:

- werkseitig vormontierte röntgenopake Silikonstopper
- gut sichtbare Tiefenmarkierungen
- ergonomischer Noppengriff gegen Verrutschen
- Handgriffloch für Sicherungsfaden



9107



Sortimente:
Assortments:

9107.634.S1

3 x 030
4 x 035
3 x 040



		10	10	10	10	10	10	10
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	050	060

Handgriff, Kunststoff · Handle, plastic



340 634 657455 ...

9107.634. ...

020 025 030 035 040 050 060

Nervnadeln, rostfreier Federstahl
Nerve broaches, stainless spring steel


Sortimente:
Assortments:

L = 21 mm

175(21).654.S1
2 x 006 – 010

175 25.654.S1
2 x 006 – 010

17521
17525



U

		6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	006	008	010	012	015
Handgriff · Handle						
		340 654 645452 ...				
17521.654. ...		006	008	010	012	015
340 654 645452 ...						
17525.654. ...		006	008	010	012	015

Patency Handfeile für die Sondierung und zum gängig
machen von Wurzelkanälen, rostfreier, thermisch
gehärteter Stahl
Manual file for probing and checking patency of root
canals, stainless, heat-strengthened steel


Sortimente:
Assortments:

L = 21 mm

171(21).654.S1
1 x 015 – 040

171 25.654.S1

17121
17125
17131



U

	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Größe · Size	Ø 1/100 mm	006	008	010	015	020	025	030	035	040
Handgriff · Handle										
	340 654 639451 ...									
17121.654. ...	006	008	010	015	020	025	030	035	040	
340 654 640451 ...										
17125.654. ...	006	008	010	015	020	025	030	035	040	
340 654 642451 ...										
17131.654. ...	006	008	010	015	020	025	030	035	040	

Aufbereiter, Wurzelkanal-Bohrer Typ „K“, rostfreier
Federstahl
Instruments for root canal preparation, root canal
reamers "K", stainless spring steel


Sortimente:
Assortments:

L = 25 mm

17125.654.S2

1 x 045 – 080

17121
17125
17131



		6						
Größe · Size		Ø 1/100 mm	045	050	055	060	070	080 090
Handgriff · Handle								
340 654 639451 ...								
17121.654. ...			045	050	-	-	-	-
340 654 640451 ...								
17125.654. ...			045	050	055	060	070	080 090
340 654 642451 ...								
17131.654. ...			045	050	-	-	-	-

Aufbereiter, Wurzelkanal-Bohrer Typ „K“, rostfreier
Federstahl
Instruments for root canal preparation, root canal
reamers “K”, stainless spring steel



Sortimente:
Assortments:

L = 21 mm


17321.654.S1

1 x 015 – 040

17325.654.S1

17331.654.S1

17321
17325
17331



		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
Handgriff · Handle											
	340 654 645452 ...										
	17321.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
	340 654 646452 ...										
	17325.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040
	340 654 648452 ...										
	17331.654. ...	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040

Aufbereiter, Wurzelkanal-Feilen Typ „K“, rostfreier
Federstahl
Instruments for root canal preparation, “K” files, stainless
spring steel



Sortimente:
Assortments:

L = 25 mm


17325.654.S2

1 x 045 - 080

17321

17325

17331



Größe · Size	Ø 1/100 mm	045	050	055	060	070	080	090
--------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Handgriff · Handle



340 654 645452 ...

17321.654. ...

045 050 - - - - -

340 654 646452 ...

17325.654. ...

045 050 055 060 070 080 090

340 654 648452 ...

17331.654. ...

045 050 - - - - -


Aufbereiter, Wurzelkanal-Feilen Typ „K“, rostfreier
Federstahl

Instruments for root canal preparation, “K” files, stainless
spring steel

17421

17425

17431



Größe · Size	Ø 1/100 mm	008	010	015	020	025	030	035	040
--------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Handgriff · Handle



340 654 650453 ...

17421.654. ...

008 010 015 020 025 030 035 040

340 654 651453 ...

17425.654. ...

008 010 015 020 025 030 035 040

340 654 653453 ...

17431.654. ...

008 010 015 020 025 030 035 040

Aufbereiter, Feilen nach Hedstroem Typ „H“, rostfreier
Federstahl

Instruments for root canal preparation, Hedstroem files
„H“, stainless spring steel




Sortimente:
Assortments:

L = 25 mm

17425.654.S2

1 x 045 – 080

17421
17425
17431



		6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	045	050	055	060	070	080	090

Handgriff · Handle



340 654 650453 ...

17421.654. ...

045 050 - - - - -

340 654 651453 ...

17425.654. ...

045 050 055 060 070 080 090

340 654 653453 ...

17431.654. ...

045 050 - - - - -

Aufbereiter, Feilen nach Hedstroem Typ „H“, rostfreier
Federstahl

Instruments for root canal preparation, Hedstroem files
“H”, stainless spring steel

Maschinelle Aufbereitung



Mechanical preparation

Apart from the basic task of removing as much infected tissue from the root canals as possible, the mechanical preparation of root canals is focused on providing the canal with a tapered shape. This allows reliable disinfection and tight obturation of the canal. With NiTi instruments, high-quality work can be done in a reliable manner. In the last few years, several power systems for mechanical files have established on the market. The product range provided by Komet comprises both rotary and reciprocating file systems.

Neben dem grundsätzlichen Ziel die Wurzelkanäle weitestgehend von infiziertem Gewebe zu befreien, steht bei der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung die konische Aufbereitungsform im Vordergrund. Sie ermöglicht es, die Kanäle zuverlässig zu desinfizieren und anschließend dicht zu obturieren. Mit Hilfe von NiTi-Instrumenten lässt sich dieser Arbeitsschritt sowohl qualitativ hochwertig als auch verlässlich darstellen. Hierfür haben sich in den letzten Jahren verschiedene Antriebsformen für maschinelle Feilen am Markt etabliert. Das Angebot von Komet umfasst dabei sowohl rotierende als auch reziprozierende Feilensysteme.

F6 SkyTaper

Ein neues Level der Flexibilität

F6 SkyTaper, das 1-Feilen-System in Taper .06 aus Nickel-Titan besticht Endo-Spezialisten und Allgemeinzahnärzte mit kompromissloser Flexibilität.

- rotierende Aufbereitung auf voller Arbeitslänge mit einer Feile in Taper .06
- lückenloses Feilenspektrum: NiTi Feilen in fünf unterschiedlichen Größen und drei Längen für jede Kanalanatomie
- effizienter Doppel-S-Querschnitt für hohe Reinigungsleistung
- hervorragende Einhaltung des Kanalverlaufs
- freie Wahl der Obturationsmethode dank Taper .06
- rotierender Einsatz in allen drehmomentbegrenzten Endo-Winkelstücken und -Motoren
- steril verpackte Single-use Feilen

Step by Step

❶ Großzügige Aufbereitung des Kanaleingangsbereiches, z. B. mit dem Opener OP10L19.

❷ Herstellung eines Gleitpfades, z. B. mit einer K-Feile in Größe 015.

Die Wahl der passenden F6 SkyTaper Feile erfolgt in Abhängigkeit zur zuvor verwendeten (Hand-) Feilengröße.

Die Regel: Eine ISO-Feilen-Größe überspringen.

❸ Kanalaufbereitung mit der F6 SkyTaper Feile.

F6 SkyTaper

A new level of flexibility

F6 SkyTaper, the single file system with taper .06 files made of nickel-titanium which offers uncompromising flexibility to both endo specialists and general dentists.

- Rotary preparation along the full working length with one taper .06 file
- All-comprehensive range of files: NiTi files in five sizes and three lengths to suit all root canal anatomies
- Efficient double-S cross-section for thorough cleaning
- Excellent preservation of the course of the canal
- Unrestrictive choice of the obturation method thanks to taper .06
- Rotary use in all torque-limited endodontic contra-angles and motors
- Sterile packed single-use files

Step by Step


❶ Generous preparation of the entrance of the root canal, e.g. with the opener OP10L19.

❷ Creation of a glide path, for example with a K-file in size 015.

The suitable F6 SkyTaper file is chosen according to the size of the previously used (manual) file.

Rule: Skip one ISO file size.

❸ Preparation of the root canal with the F6 SkyTaper file.



Opt. 300 min⁻¹/rpm

020 – 030

Torque: 2,2 Ncm

035 – 040


Torque: 2,8 Ncm

STERILE





F 06 L 21
F 06 L 25
F 06 L 31



		6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040

Winkelstück · Right-angle (RA)



F06L21.204. ...	020	025	030	035	040
F06L25.204. ...	020	025	030	035	040
F06L31.204. ...	020	025	030	035	040

○_{max} 500 min⁻¹/rpm

F6 SkyTaper Feile, Taper .06, Single-use Feile, steril
verpackt, für die Kanalaufbereitung in tupfender
Arbeitsweise („pecking motion“) auf volle Arbeitslänge,
Nickel-Titan

F6 SkyTaper file, taper .06, single-use file, sterile packed,
for canal preparation to the full working length in pecking
motion, nickel-titanium



GPF 06

35



Sortimente:
Assortments:

GPF06.000.S1

20 x 020

20 x 025



60

20 x 030



		100	100	100	100	100
		Yellow	Red	Blue	Green	Black
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040

GPF06.000. ...

020 025 030 035 040

F6 SkyTaper Guttaperchaspitzen
Farbcodiert, graduert und röntgensichtbar
Länge 28 mm
F6 SkyTaper Gutta-percha points
Colour coded, graduated and radiopaque
Length 28 mm



Sortimente:
Assortments:

PPF06.000.S1

20 x 020
20 x 025
20 x 030



60

PPF 06



		100	100	100	100	100
		Yellow	Red	Blue	Green	Black
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040

PPF06.000. ...

020 025 030 035 040

F6 SkyTaper Papierspitzen
Farbcodiert, graduert und sterilisiert
Länge 28 mm
F6 SkyTaper Paper points
Colour coded, graduated and sterilized
Length 28 mm





FQ - Der Weg zur sicheren Endo

FQ - The way to safe endodontics

Every endodontic treatment is unique, and so is FQ - a well thought-out, innovative system that makes treatments easier, safer and more efficient. An impressive complete solution that translates Komet's experience into a new generation of files. Even difficult teeth can be treated reliably and in a minimally invasive manner with the new rotary file system made of heat-treated nickel-titanium. The innovative variably tapered file core with its double-S cross-section ensures maximum flexibility and effective substance removal. The pre-bendable files impress with their powerful performance. They make work pleasant and give the user a feeling of safety during the treatment.

Heat-treated nickel-titanium
The higher resistance to cyclic fatigue minimizes the risk of file fracture. Better access to the root canals and lower risk of zipping and ledges, as the file is pre-bendable and very flexible.

- Double-S cross section
Efficient treatment due to the high cutting performance. The narrow core of the file allows for optimum flexibility.

- Concise system
Clearly laid out basic sequence containing a small number of well-matched instruments to save time during root canal treatments. However, the comprehensive, versatile portfolio also allows the compilation of individually adapted file sequences to suit the requirements of the canal anatomy.

Only for Taper .06 Instruments
- Variably tapered file core
The variably tapered file core enlarges the chip space. Infected tissue is transported out of the canal more efficiently and the duration of the treatment is shortened.

Thanks to the heat-treated material, the variably tapered file core is very flexible. The file even follows the anatomy of strongly curved canals, thus increasing the safety of the treatment.

Jede Endo ist einzigartig, FQ auch – ein durchdachtes innovatives System, das die Behandlung einfacher, effizienter und sicherer macht. Eine überzeugende Komplettlösung, die die Erfahrung von Komet in eine neue Generation Feilen übersetzt. Auch schwierige Zähne sind mit dem neuen rotierenden Feilen-system aus wärmebehandeltem Nickel-Titan zuverlässig und minimalinvasiv zu behandeln. Der innovative variabel getaperte Feilenkern sorgt mit dem Doppel-S-Querschnitt für maximale Flexibilität bei effizientem Abtrag. Die vorbiegbaren Feilen überzeugen durch ein angenehmes, schnittfreudiges und sicheres Arbeitsgefühl.

- Wärmebehandeltes Nickel-Titan
Minimiert das Risiko eines Feilenbruchs durch Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung.

Besserer Zugang zu den Wurzelsystemen und verringerte Gefahr von Kanalverlagerungen und Stufenbildung, denn die Feile ist vorbiegbar und sehr flexibel.


- Doppel-S-Querschnitt
Effiziente Behandlung durch hohe Schneid-effizienz. Außerdem erlaubt der schmalere Instrumentenkern optimale Flexibilität.

- Durchdachtes System
Zeitersparnis bei der Wurzelkanalbehandlung durch wenige, optimal aufeinander abgestimmte Instrumente, die eine übersichtliche Basis-Sequenz ermöglichen. Das vielseitige Gesamtportfolio erlaubt jedoch auch individuelle Feilensequenzen, je nach Anforderungen der Kanal Anatomie.

Nur bei Taper .06 Instrumenten

- Variabel getaperter Feilenkern
Durch den variabel getaperten Feilenkern ist der Spanraum der Feile vergrößert. Infiziertes Gewebe wird noch effizienter aus dem Kanal abgetragen und die Behandlungszeit optimiert.

Dank des wärmebehandelten Materials bietet der variabel getaperte Feilenkern ein hohes Maß an Flexibilität. Auch bei gekrümmten Kanälen folgt die Feile der Anatomie: Die Behandlung wird sicherer



new

FQ 08 L 19



		6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020

Winkelstück · Right-angle (RA)



FQ08L19.204. ... 020

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

FQ Opener, Taper .08, Länge 19 mm, steril verpackt, für die Kanaleingangserweiterung mit kleinem Lumen, Nickel-Titan, wärmebehandelt

FQ Opener, taper .08, length 19 mm, sterile packed, for the straight root canal entrance area with small lumen, nickel titanium, heat-treated

new

FQ 03 L 21

FQ 03 L 25

FQ 03 L 31



		6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015

Winkelstück · Right-angle (RA)



FQ03L21.204. ... 015

FQ03L25.204. ... 015

FQ03L31.204. ... 015

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

FQ Glider, Taper .03, steril verpackt, für die maschinelle Erstellung eines Gleitpfads, Nickel- Titan

FQ Glider file, taper .03, sterile packed, for the mechanical establishment of a glide path, nickel titanium

new

FQ 06 L 21


FQ 06 L 25

FQ 06 L 31

FQ 04 L 21

FQ 04 L 25

FQ 04 L 31



		6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055

Winkelstück · Right-angle (RA)



FQ06L21.204. ... 020 025 030 - - -

FQ06L25.204. ... 020 025 030 - - -

FQ06L31.204. ... 020 025 030 - - -

FQ04L21.204. ... 020 025 030 035 045 055

FQ04L25.204. ... 020 025 030 035 045 055

FQ04L31.204. ... 020 025 030 035 045 055

⌀_{max} 500 min⁻¹/rpm

FQ, Größe 020-030 mit Taper .06, Größe 020-055

mit Taper .04, steril verpackt, für die rotierende

Kanalaufbereitung in tupfender Arbeitsweise

(„pecking motion“) auf volle Arbeitslänge, Nickel-Titan, wärmebehandelt

FQ, size 020-030 with taper .06, size 020-055 with taper .04, sterile packed, for the rotary preparation of root canals in a "pecking motion" along the entire working length, nickel titanium, heat-treated

new

GPFQ 06
GPFQ 04



		100	100	100	100	100	100
		020	025	030	035	045	055
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055
GPFQ06.000. ...		020	025	030	-	-	-
GPFQ04.000. ...		020	025	030	035	045	055

FQ Guttaperchaspitzen
Farbcodiert, graduert und röntgensichtbar
Länge 28 mm
FQ Guttapercha Points
Colour coded, graduated and radiopaque
Length 28 mm



new

PPFQ 06
PPFQ 04



40



		100	100	100	100	100	100
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	045	055

PPFQ06.000. ...	020	025	030	-	-	-
-----------------	-----	-----	-----	---	---	---

PPFQ04.000. ...	020	025	030	035	045	055
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FQ Paperspitzen
Farbcodiert, graduert und sterilisiert
Länge 28 mm
FQ Paper Points
Colour coded, graduated and sterilized
Length 28 mm

F360: Alles außer kompliziert

F360 - Anything other than complicated

- Root canal preparation with only 2 files
- Each file is used in rotary mode to its full working length
- Single-use files
- Sterile-packed

Applied intelligence

Prior to using the F360 files, an Opener (e.g. OP10L19) is used to ream the canal access zone to a larger size and remove all infected substance. Subsequently, patency of the canal has to be ensured by means of suitable manual instruments. In most cases, the root canal can now be prepared with just 2 files. The red F360 file in size 025 is first in line, followed by the green F360 file in size 035. The use of the first F360 file in size 025 may be sufficient in case of very narrow canals. On the other hand, the use of additional files in sizes 045 (white) and 055 (red) may be required in case of wide canals.

The F360 files are used in rotary "pecking" motion, i. e. they are moved along the entire working length in a dabbing, pecking manner so that the files are kept moving at all times.

Thanks to their taper of .04, all F360 files are extremely flexible so that they are perfectly able to adapt to different root canal morphologies.

- Wurzelkanalaufbereitung mit 2 Feilen
- rotierender Einsatz auf voller Arbeitslänge
- Single-use Feilen
- steril verpackt

Angewandte Intelligenz

Nach dem Einsatz eines Openers (z. B. OP10L19) für die großzügige Aufbereitung des Eingangsbereiches und Handinstrumenten für die Herstellung des Gleitpfads, lässt sich der Wurzelkanal anschließend in den meisten Fällen mit nur 2 Feilen aufbereiten: Mit den F360 Feilen in den Größen 025 (rot) und 035 (grün). Handelt es sich um einen schmalen Kanal reicht evtl. die erste F360 Feile in Größe 025. Bei breiteren Kanälen hingegen kann es notwendig sein, nach den Feilen in Größe 025 und 035, noch die Feile der Größe 045 (weiß) und evtl. 055 (rot) einzusetzen.

Die F360 Feilen werden rotierend auf voller Arbeitslänge eingesetzt. Dabei wird „tupfend“ in Pecking Motion gearbeitet, so dass die Feilen ständig in Bewegung sind.

Alle F360 Feilen besitzen den Taper .04, der eine hohe Flexibilität der Feilen und somit eine gute Anpassung an verschiedene Kanalatomien gewährleistet.






Well thought-out in every detail


- Manageable file sequence: only 2 files are needed to suit most canal anatomies
- Use in rotary mode in a conventional torque-limited endodontic contra-angle or motor
- All files are used with an identical torque of 1.8 Ncm so that there is no need to adjust the torque of the endodontic contra-angle when changing the file
- Simple use according to the single length principle
- Optimum respect of the original canal anatomy
- Excellent cleaning result and quick mechanical preparation thanks to the innovative instrument design: cross-section in the shape of a double S for increased flexibility, large chip spaces to flush out all debris, blade twist with dynamic increase
- Reduced risk of instrument fracture and no risk of cross-contamination as the F360 files are intended for single use only
- No need to clean, disinfect and sterilise instruments. No need to document and control the number of uses as the F360 single-use files are sterile packed
- Flexible files made of NiTi with small taper .04 assure optimal adaptation to nearly all canal anatomies
- The files are also available in the additional sizes 045 and 055 and come in 3 lengths (L21, L25 and L31) to allow for optimal preparation of all canal anatomies

Durchdacht bis ins kleinste Detail

- Übersichtliche Feilensequenz: nur 2 Feilen für den Großteil der Wurzelkanäle
- Rotierender Einsatz in gängigen drehmomentbegrenzten Endo-Winkelstücken oder -Motoren
- Gleiches Drehmoment (1,8 Ncm) für alle Feilen, womit ein Umstellen des Drehmoments am Endo-Winkelstück bei Feilenwechsel entfällt
- Einfache Arbeitsweise: Single-Length-Technik
- Kanalverläufe werden eingehalten
- Hohe Reinigungsleistung und reduzierte mechanische Aufbereitungszeit durch innovatives Instrumentendesign: flexibler Doppel-S-Querschnitt in Verbindung mit großem Spanraum und dynamischem Drill
- Reduktion von Instrumentenfrakturen und Risikoausschluss von Kreuzkontamination durch Single-use Feilen
- Kein Aufwand für Aufbereitung und Dokumentation der Einsatzhäufigkeit dank steril verpackter Single-use Feilen
- Flexible Feilen aus NiTi mit schlankem Taper .04, um sich optimal allen Kanal anatomien anzupassen
- Zusatzgrößen in 045 und 055, Feilen in 3 Längen (L21, L25 und L31) erhältlich, um für jede Kanal anatomie die passende Feile zu haben



F 04 L 21
F 04 L 25
F 04 L 31



		6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	025	035	045	055

Winkelstück · Right-angle (RA)



F04L21.204. ... 025 035 045 055

F04L25.204. ... 025 035 045 055

F04L31.204. ... 025 035 045 055

⊙_{max} 500 min⁻¹/rpm

Gebrauchsmuster, Patente / Utility model, patents

DE 10 2012 012 986*

* angemeldet / * pending

F360 Feile, Taper .04, Single-use Feile, steril verpackt,
für die Kanalaufbereitung in tupfender Arbeitsweise
(„pecking motion“) auf volle Arbeitslänge, Nickel-Titan
F360 file, taper .04, single-use file, sterile packed, for
canal preparation to the full working length in pecking
motion, nickel-titanium



Sortimente:
Assortments:

GPF04.000.S1

20 x 025

20 x 035

10 x 045



10 x 055

GPF 04



		100	100	100	100
		●	●	○	●
Größe · Size	Ø 1/100 mm	025	035	045	055

GPF04.000. ... 025 035 045 055

F360 Guttaperchaspitzen
Farbcodiert, graduert und röntgensichtbar
Länge 28 mm
F360 Guttapercha points
Colour coded, graduated and radiopaque
Length 28 mm





44



Sortimente:
Assortments:

PPF04.000.S1

20 x 025
20 x 035
10 x 045
10 x 055

60

PPF 04



		100	100	100	100
		●	●	○	●
Größe · Size	Ø 1/100 mm	025	035	045	055

PPF04.000. ...

025 035 045 055

F360 Paperspitzen
Farbcodiert, graduert und sterilisiert
Länge 28 mm
F360 Paper points
Colour coded, graduated and sterilized
Length 28 mm



Procodile Q Die Evolution der Flexibilität.

Diese Evolution macht die Endo-Welt einfacher und sicherer.

Procodile Q ist die erste wärmebehandelte reziprocierende Feile mit variabel getapertem Feilenkern.

Für eine außergewöhnliche Flexibilität mit gleichzeitig enorm effektivem Abtrag.

- variabel im Kern für variable Kanäle: variabel getapertes Feilenkern für eine optimale Aufbereitung auch bei gekrümmten Kanälen
- Q steht für Wärme: Wärmebehandlung für optimale Vorbiegbarkeit und herausragende Flexibilität
- hungrig und schnittfreudig: schneller, effizienter Abtrag durch vergrößerten Spanraum und Doppel-S-Design
- sicher wie nie zuvor: extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung und Feilenbruch
- Procodile Q und Sie: Passt!: einsetzbar in allen gängigen reziproken Antrieben, perfekt in Kombination mit der patentierten ReFlex® Bewegung

Step by Step:

- 1 Großzügige Aufbereitung des Kanaleingangsbereiches, z. B. mit dem reziproken Opener OPR08L19.
- 2 Herstellung eines Gleitpfades, z. B. mit einer K-Feile in Größe 015. Die Wahl der passenden Procodile Q Feile erfolgt in Abhängigkeit zur zuvor verwendeten (Hand-) Feilengröße.
Die Regel:
Eine ISO-Feilen-Größe überspringen.
- 3 Kanalaufbereitung mit der Procodile Q Feile.

Obturation mit passender GP-Spitze.

Procodile Q The evolution of flexibility.

This evolution makes the endodontic world even safer and easier.


Procodile Q is the first heat-treated reciprocating file with a variably tapered core. For unprecedented flexibility, combined with an incredibly effective performance.

- Variable core for variable canals: Variably tapered file core for optimum preparation even of curved canals.
- Q stands for heat: Heat-treated for outstanding bendability and excellent flexibility
- Hungry and fast-cutting: Quick and efficient substance removal thanks to a larger chip space and double-S design.
- Safer than ever before: extremely high resistance to cyclic fatigue and file fracture
- Procodile Q and you: A perfect match: Suitable for use in all established power systems, perfect in combination with the patented ReFlex® motion.


Step by Step:

- 1 Generous preparation of the canal entry zone, for example with the reciprocating Opener OPR08L19.
- 2 Creation of a glide path, for example with a K-file in size 015. The matching Procodile Q file is selected according to the size of the previously used (manual) file.
Rule:
Skip one ISO file size.
- 3 Canal preparation with the Procodile Q file.


Obturation with a matching gutta-percha point.



STERILE R



PRQ 6 L 21
PRQ 6 L 25
PRQ 6 L 31
PRQ 5 L 21
PRQ 5 L 25
PRQ 5 L 31
PRQ 4 L 21
PRQ 4 L 25
PRQ 4 L 31



46



		6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050

Winkelstück · Right-angle (RA)



PRQ6L21.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PRQ6L25.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PRQ6L31.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PRQ5L21.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PRQ5L25.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PRQ5L31.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PRQ4L21.204. ...	-	-	-	-	-	045	050
PRQ4L25.204. ...	-	-	-	-	-	045	050
PRQ4L31.204. ...	-	-	-	-	-	045	050


Gebrauchsmuster, Patente / Utility model, patents
EP 3682841

Procodile Q, Größe 020-030 mit Taper .06, Größe 035-040 mit Taper .05, Größe 045-050 mit Taper .04, Single-use Feile, steril verpackt, für die reziprozierende Kanalaufbereitung in tupfender Arbeitsweise („pecking motion“) auf volle Arbeitslänge, Nickel-Titan, wärmebehandelt

Procodile, size 020-030 with taper .06, size 035-040 with taper .05, size 045-050 with taper .04, single-use file, sterile packed, for the reciprocating preparation of root canals in a “pecking motion“ along the entire working length, nickel titanium, heat-treated



Procodile Agil, schnittfreudig und hungrig



Procodile Agile, fast and hungry

With its completely revised file design, Procodile is a totally new species in the kingdom of root canal preparation. The innovative, variably tapered file core makes Procodile noticeably more efficient and flexible and therefore ideally suitable for perfect shaping of the root canal and a high-quality preparation. Thanks to its additional green ring on the shank, Procodile can be distinguished easily from other file systems.

- Unrivalled flexibility even in curved root canals thanks to an innovative, variably tapered file core
- Greater efficiency during preparation thanks to an enlarged chip space
- Increased patient safety thanks to greater resistance to cyclic fatigue
- Suitable for use in all common left-cutting reciprocating power units and with the patented ReFlex movement in the EndoPilot

STERILE



Step by Step

- 1 Generous opening of the canal entrance area for example with the reciprocating Opener OPR08L19
- 2 Creation of a glide path, for example with a K-file in size 015. The appropriate Procodile file is chosen depending on the size of the previously used (manual) file
General rule: Skip one ISO size
- 3 Preparation of the root canal with the Procodile file

Obturation with a matching guttapercha point


Procodile ist eine völlig neue Spezies im Reich der reziproken Wurzelkanalaufbereitung: mit komplett überarbeitetem Feilen-design. Der innovative, variabel getaperte Feilenkern verleiht Procodile spürbar mehr Effizienz sowie ein Plus an Flexibilität: für eine bestmögliche Formgebung des Wurzelkanals und eine qualitativ hochwertige Aufbereitung. Mit Hilfe eines zusätzlichen grünen Farbringes am Schaft, kann Procodile leicht von anderen Feilensystemen unterschieden werden.

- Höchste Flexibilität auch in gekrümmten Kanälen durch innovativen variabel getaperten Feilenkern
- Mehr Effizienz bei der Aufbereitung dank vergrößertem Spanraum
- Hohe Patientensicherheit aufgrund erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung
- Einsetzbar in allen gängigen linksschneidenden reziproken Antrieben sowie mit der patentierten ReFlex Bewegung im EndoPilot

Step by Step


- 1 Großzügige Aufbereitung des Kanaleingangsbereiches, z. B. mit dem reziproken Opener OPR08L19.
- 2 Herstellung eines Gleitpfades, z. B. mit einer K-Feile in Größe 015. Die Wahl der passenden Procodile Feile erfolgt in Abhängigkeit zur zuvor verwendeten (Hand-) Feilengröße
Die Regel: Eine ISO-Feilen-Größe überspringen
- 3 Kanalaufbereitung mit der Procodile Feile

Obturation mit passender GP-Spitze





PROC 6 L 21
PROC 6 L 25
PROC 6 L 31
PROC 5 L 21
PROC 5 L 25
PROC 5 L 31
PROC 4 L 21
PROC 4 L 25
PROC 4 L 31



48



		6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050

Winkelstück · Right-angle (RA)



PROC6L21.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PROC6L25.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PROC6L31.204. ...	020	025	030	-	-	-	-
PROC5L21.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PROC5L25.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PROC5L31.204. ...	-	-	-	035	040	-	-
PROC4L21.204. ...	-	-	-	-	-	045	050
PROC4L25.204. ...	-	-	-	-	-	045	050
PROC4L31.204. ...	-	-	-	-	-	045	050

Gebrauchsmuster, Patente / Utility model, patents
EP 3682841

Procodile, Größe 020-030 mit Taper .06, Größe 035-040 mit Taper .05, Größe 045-050 mit Taper .04, Single-use Feile, steril verpackt, für die reziprokierende Kanalaufbereitung in tupfender Arbeitsweise („pecking motion“) auf volle Arbeitslänge, Nickel-Titan
Procodile, size 020-030 with taper .06, size 035-040 with taper .05, size 045-050 with taper .04, single-use file, sterile packed, for the reciprocating preparation of root canals in a “pecking motion“ along the entire working length, nickel titanium



GPPR 06
GPPR 05
GPPR 04



Sortimente:
Assortments:

GPPR06.000.S1

30 x 025
10 x 030
10 x 035
10 x 040

60



		100	100	100	100	100	100	100
								
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050
GPPR06.000. ...		020	025	030	-	-	-	-
GPPR05.000. ...		-	-	-	035	040	-	-
GPPR04.000. ...		-	-	-	-	-	045	050

Gutterperchaspitzen für Procodile und Procodile Q
Gutterpercha Points for Procodile and Procodile Q



PPPR 06
PPPR 05
PPPR 04

50



Sortimente:
Assortments:

PPPR06.000.S1

30 x 025

10 x 030

10 x 035



60

10 x 040



		100	100	100	100	100	100	100
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	050
PPPR06.000. ...		020	025	030	-	-	-	-
PPPR05.000. ...		-	-	-	035	040	-	-
PPPR04.000. ...		-	-	-	-	-	045	050

Papierspitzen für Procodile und Procodile Q
Paper Points for Procodile and Procodile Q

Spülung und Aktivierung



Rinsing and activation

About a third of the root canal surface is not reached by mechanical cleaning with files. What's more, mechanical cleaning is not sufficient to reduce the bacterial count enough to create good healing conditions. The chemical disinfection of the endodontium is therefore essential for the successful preparation of the root canal. The activation of the rinsing solution can notably increase the effectiveness of chemical cleaning. Komet offers a NiTi tip specially designed for sound activated rinsing of the root canal.

Etwa ein Drittel der Wurzelkanaloberfläche wird durch die mechanische Reinigung durch Feilen nicht erfasst. Hinzu kommt, dass die mechanische Reinigung nicht ausreichend ist, um die Keimzahl so zu reduzieren, dass gute Voraussetzungen für eine Heilung geschaffen werden. Die chemische Desinfektion des Endodonts ist daher unerlässlich für eine erfolgreiche Wurzelkanalaufbereitung. Durch die Aktivierung der Spülflüssigkeit kann die Wirksamkeit der chemischen Reinigung weiter gesteigert werden. Komet bietet für diesen Arbeitsschritt eine spezielle NiTi-Spitze für die schallaktivierte Spülung an.



SF 1981



1

SF1981.000. ...

•

Spitzenhalter
Rostfreier Stahl
Tip holder
Stainless steel



Obturation

After the preparation and chemical cleaning of the root canal system, the canals have to be tightly sealed with a suitable obturation to prevent reinfection. Komet provides a comprehensive range of paper and gutta-percha points as well as F360 Fill, a carrier-based filling system. KometBioSeal is a bioceramic sealer and EasySeal is a sealer based on epoxy resin. Root canal sealers are mainly used to fill voids, seal additional root canals and multiple foramina. What's more, endodontic sealers are intended for creating a bond between the filling material and the canal wall and for encasing residual bacteria in the canal.

Obturation

Nach Aufbereitung und chemischer Reinigung des Wurzelkanalsystems ist es Ziel der Obturation, die Kanäle dicht zu verschließen und so eine Reinfektion des Wurzelkanalsystems zu vermeiden. Komet bietet hierfür ein umfangreiches Sortiment an Papier- und Guttaperchaspitzen an, ebenso wie ein carrierbasiertes Füllsystem, F360 Fill. Abgerundet wird das Sortiment durch zwei verschiedene Sealer. Bei KometBioSeal handelt es sich um einen biokeramischen Sealer und EasySeal ist ein Sealer auf Epoxid-Polymer-Basis. Die Hauptfunktionen von Wurzelkanalsealern sind das Abdichten von Hohlräumen, zusätzlichen Kanälen und multiplen Foramina. Hinzu kommt die Bildung einer Verbindung zwischen dem Wurzelfüllmaterial und der Wurzelkanalwand sowie das Einschließen von verbleibenden Bakterien.



KometBioSeal



KometBioSeal

KometBioSeal is a new endodontic bioceramic obturation material which perfectly meets all the demands placed on a modern root canal filling material.

Clinical advantages at a glance:

Bactericidal effect:

KometBioSeal has the ability to effectively kill existing bacteria in the root canal. KometBioSeal owes its excellent antibacterial effect to the initially high pH value during curing.

Excellent biocompatibility:

Thanks to its calcium-silicate based material, KometBioSeal has an excellent biocompatibility after having set and, therefore, prevents foreign body reactions by the surrounding tissue. This, in turn, promotes quick healing and reduces post-operative pain.

Easy application and short curing time:

KometBioSeal has hydrophilic properties and is ready for use. Unlike conventional sealers based on epoxy resin, KometBioSeal uses the residual moisture from the dentinal tubules for curing. Thanks to the short curing time, combined with the easy and safe application, predictable and reliable obturation results can be achieved using cold filling techniques (for example master cone technique).

Optimum sealing ability and perfect adhesive bond:

Highly flowable, KometBioSeal has an optimum sealing ability and creates a perfect adhesive bond between the dentin and gutta-percha. In combination, these two properties prevent the reinfection of the root canal after obturation.

Highly radiopaque:

The specific composition of bioceramic sealers is a real challenge in terms of radiopacity. Thanks to its optimized material composition with zirconium oxide particles, KometBioSeal is distinguished by an excellent radiopacity.

KometBioSeal ist ein neues endodontisches biokeramisches Obturationsmaterial, das sämtliche Anforderungen an ein modernes Wurzelfüllmaterial erfüllt.

Die klinischen Vorteile von KometBioSeal:

Bakterizide Wirkung:

Der während der Abbindephase anfänglich sehr hohe pH-Wert führt zu einer idealen bakteriziden Wirkung von KometBioSeal. Das bedeutet, dass im Kanal vorhandene Bakterien abgetötet werden.

Sehr gute Biokompatibilität:

Im Anschluss an die Abbindephase zeigt KometBioSeal aufgrund seiner Calcium-Silicat-Basis eine sehr gute Biokompatibilität. Dadurch werden Fremdkörperreaktionen durch das umgebende Gewebe verhindert. Dies wiederum ermöglicht eine schnellere Heilung und führt zu einer geringeren postoperativen Schmerzwahrnehmung.

Einfache Applikation und kurze Abbindezeit:

Das gebrauchsfertige KometBioSeal hat hydrophile Eigenschaften. Anders als herkömmliche epoxidharzbasierte Sealer nutzt KometBioSeal die vorhandene Restfeuchtigkeit aus den Dentinkanälchen zum Abbinden. Dies führt zu einer einfachen und sicheren Anwendung des Materials, kombiniert mit einer kurzen Abbindezeit. Hieraus folgt für den Anwender ein sicheres und zuverlässiges Ergebnis in Kombination mit Kaltfülltechniken wie z.B. der Einstifttechnik.

Optimale Versiegelungsfunktion und idealer Haftverbund:

Dank der hohen Fließfähigkeit verfügt KometBioSeal über eine optimale Versiegelungsfunktion und erzielt einen idealen Haftverbund zwischen Dentin und Guttapercha. Diese beiden Faktoren verhindern eine Reinfektion des obturierten Wurzelkanals.

Hohe Radioopazität:

Die chemische Zusammensetzung biokeramischer Sealer stellt eine Herausforderung in Bezug auf die Röntgenopazität dar. Dank der optimierten Rezeptur mit Zirkoniumoxidpartikeln überzeugt KometBioSeal durch eine hervorragende Radioopazität.



new

54

BCS 1.000



KometBioSeal – biokeramischer Sealer
Permanentes Wurzelfüllmaterial auf Calciumsilikat-Basis
Gebrauchsfertige 2 g Spritze
Inkl. 10 Endo Tips
KometBioSeal – bioceramic sealer
Permanent root filling material based on calcium silicate
Ready-to-use 2 g syringe
Incl. 10 endo tips

new

BCS 1 TIPS






1

BCS1TIPS.000. ...

•

10 KometBioSeal Endo Tips
10 KometBioSeal endo tips



EasySeal - Root filling material on the basis of epoxy resin

After a successful treatment of the root canal, the root filling is responsible for tightly sealing the canal to prevent reinfection.

A permanent apical seal of the root canal can be achieved with EasySeal, a root filling material based on epoxy resin. EasySeal is particularly suitable for orthograde filling techniques, it is radiopaque and dimensionally stable. EasySeal comes in a double-chamber syringe for easy, safe handling without need for previous mixing. The workable time of EasySeal is 15 minutes. Full setting is reached at 37°C body temperature within 24 hours.

Root filling materials based on epoxy resin, such as EasySeal, are classed as gold standard thanks to their outstanding properties, for example excellent adhesion to dentin, low solubility and high thermo stability.

Leakage test with dye *

1. EasySeal (no dye penetration)
2. Commercially available sealer X (no dye penetration)
3. Commercially available sealer Y (dye penetration)

** Natural tooth, prepared up to ISO 035, filled with different sealers and gutta-percha, immersed in dye penetrant for 48 hours, removed from the dye penetrant, cut in thin slices in intervals of 2–6 mm from the apex and examined for residues of the dye penetrant under a microscope.*

EasySeal - Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis

Nach einer erfolgreichen Wurzelkanalbehandlung ist es Aufgabe der Wurzelfüllung, den Kanal dicht zu verschließen, um eine Reinfektion zu verhindern.

Mit EasySeal, einem Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis, wird ein dauerhafter, apikaler Verschluss erzielt. EasySeal eignet sich für orthograde Füllungsstechniken, es ist röntgensichtbar und dimensionsstabil. EasySeal befindet sich in einer Doppelkammerspritze, die ein einfaches und sicheres Handling ohne Anmischen ermöglicht. Die Verarbeitungszeit von EasySeal beträgt 15 Minuten, eine vollständige Aushärtung erfolgt bei 37°C Körpertemperatur innerhalb von 24 Stunden.

Wurzelfüllmaterialien auf Epoxidharzbasis, wie EasySeal, gelten u. a. deshalb als Goldstandard, weil sie eine sehr gute Haftung am Dentin erzielen, eine geringe Löslichkeit aufweisen und außerdem temperaturstabil sind.

Dichtigkeitsmessung mit Farbstoff*

1. EasySeal (keine Farbstoffpenetration)
2. Marktüblicher Sealer X (keine Farbstoffpenetration)
3. Marktüblicher Sealer Y (Farbstoffpenetration)

* Natürlicher Zahn, aufbereitet bis ISO 035, abgefüllt mit unterschiedlichen Sealern sowie Guttapercha, für 48 Stunden in Farbeindringmittel eingelegt, anschließend in Stufen von 2–6 mm vom Apex getrennt, als Schliff präpariert und auf Reste des Farbpenetrationsmittels hin unter dem Mikroskop untersucht.





56

9978.000



EasySeal
Permanentes Wurzelfüllmaterial auf Epoxid-Polymer-Basis
9 g Minimix-Spritze
Inkl. 20 Mixing Tips und 20 Endo Tips
EasySeal
Permanent root filling material on the basis of epoxy polymer
9 g minimix syringe
Incl. 20 mixing tips and 20 endo tips

9979



1

9979.000. ...



20 EasySeal Mixing Tips
20 EasySeal mixing tips



9980



1

9980.000. ...



20 EasySeal Endo Tips
20 EasySeal endo tips



F360 Fill

F360 Fill is a carrier-based filling system for thermoplastic, three-dimensional root canal fillings. The F360 Fill obturators consist of a plastic core coated with thermoplastic gutta-percha. The obturator is heated in the F360 Fill oven in order to guarantee a tight obturation of the root canal. F360 is a universal carrier based post system that ideally complements our file systems F360, F6 SkyTaper and R6 ReziFlow.

F360 Fill

F360 Fill ist ein carrierbasiertes Füllsystem für eine thermoplastische, dreidimensionale Wurzelkanalfüllung. F360 Fill Obturatoren bestehen aus einem Kunststoffkern, der mit thermoplastischer Guttapercha beschichtet ist und im F360 Fill Ofen erwärmt wird, um eine dichte Obturation des Wurzelkanals zu gewährleisten. F360 Fill ist ein universelles Trägerstiftsystem, das ideal auf unsere Feilen-systeme F360, F6 SkyTaper und R6 ReziFlow Feilen abgestimmt ist.



9994.000

F360 Fill Ofen
Ofen zum Erwärmen der F360 Fill Obturatoren
F360 Fill Oven
Oven for heating of the F360 Fill Obturators



Clinical sequence

❶ Prepared, rinsed and dried root canal

❷ Determination of the size with the F360 Fill Verifier

❸ Choose suitable F360 Fill Obturator and heat up in the oven (green light and + acoustic signal when heated)

❹ Apply sealer (e.g. EasySeal 9978)
• with F360 Fill Verifier or paper point
• Apply a very thin coat of sealer onto the canal walls
• Unsuitable for Lentulo

!5! Insert obturator into the root canal up to the working length, applying low pressure

!6! Remove the protruding core of the obturator and any excess gutta-percha
• Allow gutta-percha to cool for approx. 3-4 minutes
• Break off handle with plastic core by hand
• or with a gutta-percha cutter

Behandlungsablauf

❶ Aufbereiteter, gespülter und getrockneter Kanal

❷ Größensondierung mit F360 Fill Verifier

! 3! Passenden F360 Fill Obturator auswählen und im Ofen erwärmen (grünes Licht + Signalton sobald erhitzt)

❹ Sealer (z. B. EasySeal 9978) applizieren
• mit F360 Fill Verifier oder Papierspitze
• Sealer sehr dünn auf Kanalwände auftragen
• Lentulo ungeeignet

! 5! Obturator mit leichtem Druck bis zur Arbeitslänge in den Wurzelkanal einbringen

! 6! Entfernen des überstehenden Obturators und des Guttaperchaüberschusses
• Guttapercha 3-4 Min. abkühlen lassen
• Handgriff mit Kunststoffkern per Hand abbrechen
• oder mithilfe des Guttapercha-Cutters abtrennen



9995

59



		6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	055

9995.000. ...

020 025 030 035 040 045 055

F360 Fill Verifier
Instrumente zum Bestimmen der geeigneten Größe der
F360 Fill Obturatoren
F360 Fill Verifier
Instruments to determine the correct size of the F360 Fill
Obturators



60

9996



		6	6	6	6	6	6	6
Größe · Size	Ø 1/100 mm	020	025	030	035	040	045	055

9996.000. ...

020 025 030 035 040 045 055

F360 Fill Obturatoren

Trägerstifte bestehend aus einem Kunststoffkern,
beschichtet mit thermoplastischer Guttapercha,
zum Erwärmen im F360 Fill Ofen für eine dichte,
dreidimensionale Füllung

Universelles Trägerstiftsystem u. a. auch geeignet für
F360 Feilen

Farbcodiert und röntgensichtbar

F360 Fill Obturators

*Obturator consisting of a plastic core, coated with thermo
plastic gutta-percha, to be heated in the F360 Fill Oven to
achieve a tight, three-dimensional filling*

*Universal obturator system, suitable for example for F360
files*

Color coded and radiopaque



GP 02

61



Sortimente:
Assortments:

GP02.000.S1

10 x 045
10 x 050
10 x 055
10 x 060
10 x 070
10 x 080



60



		100	100	100	100	100	100
							
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015	020	025	030	035	040

GP02.000. ...

015 020 025 030 035 040

Guttaperchaspitzen Taper .02
Farbcodiert, graduert und röntgensichtbar
Länge 28 mm
Gutta-percha points taper .02
Colour coded, graduated and radiopaque
Length 28 mm



62

GP 04



		100	100	100	100	100	100
		○	●	●	●	●	●
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015	020	025	030	035	040

GP04.000. ...

015 020 025 030 035 040

Guttaperchaspitzen Taper .04

Farbcodiert, graduert und röntgensichtbar

Länge 28 mm

Guttapercha points taper .04

Colour coded, graduated and radiopaque

Length 28 mm



PP 02

63



Sortimente:
Assortments:

PP02.000.S1

10 x 045
10 x 050
10 x 055
10 x 060
10 x 070
10 x 080



60



		200	200	200	200	200	200
		○	●	●	●	●	●
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015	020	025	030	035	040

PP02.000. ...

015	020	025	030	035	040
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Papierspitzen Taper .02
Farbcodiert, graduert und sterilisiert
Länge 28 mm
Paper points taper .02
Colour coded, graduated and sterilized
Length 28 mm



PP 04



		100	100	100	100	100	100
		○	●	●	●	●	●
Größe · Size	Ø 1/100 mm	015	020	025	030	035	040


PP04.000. ...

015 020 025 030 035 040

Papierspitzen Taper .04
Farbcodiert, graduert und sterilisiert
Länge 28 mm
Paper points taper .04
Colour coded, graduated and sterilized
Length 28 mm



GP 801 L



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	014

FG · Friction Grip (FG)



GP801L.314. ...

014

○_{max} 300000 min⁻¹/rpm
Guttapercha Cutter
Zum Abtrennen von Guttapercha oder Kunststoffträgern
bei carrierbasierten Füllsystemen
Einsatz vorzugsweise im roten Winkelstück ohne Kühlung
mit geringer Anpresskraft
Guttapercha cutter
For cutting guttapercha or the plastic carrier in case of
using a carrier-based obturation system
To be used preferably in the red contra-angle without
cooling agent, applying low contact pressure


Revision



Retreatment

In case of a failed endodontic treatment, for example caused by persistent bacteria or a recolonization of the endodontium, a retreatment is often the only chance to save the tooth. The objectives of an orthograde retreatment are to remove the existing filling material to the extent possible, to access parts of the canal that had not yet been reached and to guarantee a complete re-disinfection of the root canal. The range provided by Komet to this end includes instruments for removing all types of different filling material and a special instrument set for removing fractured files that are stuck inside the root canal.

Im Fall eines Misserfolgs einer endodontischen Behandlung, beispielsweise aufgrund persistierender Bakterien oder einer Neubesiedlung des Endodonts stellt die Revision die letzte Möglichkeit dar, den Zahn zu erhalten. Ziele im Rahmen einer orthograden Revision sind, das vorhandene Wurzelfüllmaterial vollständig zu entfernen, zuvor nicht erschlossene Kanalareale zu erreichen und eine möglichst vollständige erneute Desinfektion des Wurzelkanalsystems zu gewährleisten. Das Komet Sortiment umfasst hierbei Instrumente für das Entfernen verschiedenster Füllmaterialien sowie ein spezielles Instrumentenset für die Entfernung von frakturierten Instrumenten.



Endo ReStart A new era in retreatment

The goal of every retreatment is to correct an existing endodontic therapy. Thanks to the NiTi retreatment files contained in the Endo ReStart system, this task can now be tackled effectively and under perfect control in just a few steps.

- Endo ReStart is a new NiTi file system for efficient retreatments with just 1-2 instruments
- Thanks to their special blades with dynamic twist, the files of the Endo Restart system ensure effective removal of root fillings
- Thanks to its „safe activity“ instrument tip, we can offer an optimized file to users. The new tip is provided with a tapered, non-cutting end permitting easy penetration of the filling material
- The constant taper of .05 ensures a perfect balance between stability and flexibility

Endo ReStart Neuzeit in der Revision

Jede Revision stellt eine notwendig gewordene Korrektur einer Endo Behandlung dar. Das NiTi Revisionsfeilensystem Endo ReStart löst diese Aufgabe offensiv und gleichzeitig kontrolliert in wenigen Arbeitsschritten.

- Endo ReStart ist ein neuartiges Feilensystem aus NiTi zur effizienten Revisionsbehandlung mit nur 1-2 Instrumenten
- dank einer speziell abgestimmten Schneidengeometrie mit dynamic twist, sorgt Endo ReStart für einen optimalen Abtrag der Wurzelfüllungen
- mit der „safe activity“ Instrumentenspitze hält der Behandler eine optimierte, nicht schneidende Spitze in der Hand, die mit einer Verjüngung versehen ist und somit ein problemloses Einarbeiten in das Füllmaterial ermöglicht
- ein konstanter Taper .05 sorgt für die perfekte Balance zwischen Stabilität und Flexibilität

66

Opt. 300 min⁻¹/rpm

Torque: 1,8 Ncm

STERILE R



RE 10 L 15



Größe · Size $\varnothing$ 1/100 mm 030

Winkelstück · Right-angle (RA)

RE10L15.204. ...

030

Opt. 500 min⁻¹/rpm

Endo ReStart Opener, Taper .10, Länge 15 mm, steril verpackt, für die Entfernung von Wurzelfüllungen im koronalen Drittel, Nickel-Titan

Endo ReStart Opener, taper .10, length 15 mm, sterile packed, for removing root fillings in the coronal third, nickel-titanium

RE 05 L 21

RE 05 L 25



Größe · Size $\varnothing$ 1/100 mm 025

Winkelstück · Right-angle (RA)


RE05L21.204. ...

025

Opt. 500 min⁻¹/rpm

Endo ReStart Feile, Taper .05, Single-use Feile, steril verpackt, für die rotierende Revision von Wurzelfüllungen in tupfender Arbeitsweise („pecking motion“) auf volle Arbeitslänge, Nickel-Titan

Endo ReStart file, taper .05, single-use file, sterile packed, for the removal of root fillings with rotary files to the full working length in pecking motion prior to retreatment, nickel titanium





4680.204

67



Endo ReStart Einführungsset
Endo ReStart Introductory set

					
		RE10L15.204.030	2		
		RE05L25.204.025	4		

Endo ReStart Einführungsset 4680 für die rotierende Revision von
Wurzelfüllungen
Endo ReStart Introductory set 4680 for rotary retreatment of root fillings




Removal of Gutta-percha with the GPR

1. Insert the gutta-percha remover GPR between the gutta-percha and the canal wall, rotating the instrument at an optimal speed of $\odot_{\text{opt.}} 2000 \text{ rpm}$ (without irrigation)
2. Once the gutta-percha has softened, increase the speed to the maximum speed of $\odot_{\text{max.}} 4000 \text{ rpm}$ and insert the instrument further towards the apex
3. Pull the gutta-percha remover out of the canal. The plasticized gutta-percha adheres to the instrument

Entfernung von Guttapercha mit dem GPR

1. Einführen des Guttapercha Removers GPR zwischen Guttapercha und Kanalwand, Rotation bei einer optimalen Drehzahl von $\odot_{\text{opt.}} 2000 \text{ min}^{-1}$ (ohne Kühlung)
2. Nach Erweichung der Guttapercha, Erhöhung auf die maximale Drehzahl von $\odot_{\text{max.}} 4000 \text{ min}^{-1}$, Instrument tiefer einführen
3. Guttapercha Remover herausziehen, Haftung der plastifizierten Guttapercha am Instrument

GPR 2 L 21
GPR 4 L 21



		6	6
Größe · Size	$\odot \frac{1}{100} \text{ mm}$	025	030
Winkelstück · Right-angle (RA)			
GPR2L2 1.204. ...		025	030
GPR4L2 1.204. ...		025	030

$\odot_{\text{max.}} 4000 \text{ min}^{-1} / \text{rpm}$

Guttapercha Remover in Taper .02 und Taper .04, ohne Schneidkanten

Plastifizierung von Guttapercha durch mittels Rotation erzeugter Friktionswärme, Nickel-Titan

Gutta-percha remover in taper .02 and taper .04 without cutting edges

Plastification of gutta-percha due to frictional heat caused by rotation, nickel-titanium alloy

In countries other than Germany and Austria the packing unit is 5 instead of 6

Entfernung von F360 Fill Obturatoren


Removal of F360 Fill Obturators

Expose the carrier/plastic core at the coronal part of the tooth, i.e. remove the gutta-percha at the top, for example with an EndoTracer in size 010 at an optimum speed of $\odot_{\text{opt.}} 5000 \text{ rpm}$. After that, the carrier can be pulled out with small pincers or special tweezers for removing fragments (ref. 215 or 216).

Den Carrier/Kunststoffkern koronal freilegen, d. h. die Guttapercha oben entfernen, z. B. mit einem EndoTracer in Größe 010, bei einer optimalen Drehzahl von $\odot_{\text{opt.}} 5000 \text{ min}^{-1}$. Danach kann der Carrier mit einer Zange oder Fragmentklemme (Figur 215 oder 216) herausgezogen werden.



H 1 SML 31
H 1 SML 34



		5	5	5	5	5	5
Größe · Size	$\odot \frac{1}{10} \text{ mm}$	004	006	008	010	012	014

Winkelstück lang · Right-angle long (RAL)



H1SML31.205. ... 004 006 008 010 012 014

H1SML34.205. ... 004 006 008 010 012 014

$\odot_{\text{max.}}$ 20000 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$
 $\odot_{\text{opt.}}$ 1500 $\text{min}^{-1}/\text{rpm}$

EndoTracer für die Präparation der endodontischen
Zugangskavität, insbesondere der Isthmus-Präparation
H1SML31 Gesamtlänge 31 mm
H1SML34 Gesamtlänge 34 mm
EndoTracer for the preparation of the endodontic access
cavity, notably for the preparation of isthmuses
H1SML31 length 31 mm
H1SML34 length 34 mm



Endo Rescue Kit 4601



H269GK.315.016
 100 000 min⁻¹/rpm



G180A.204.110
 800 min⁻¹/rpm



G180.204.090
 800 min⁻¹/rpm



RKP.204.090
 300 min⁻¹/rpm



RKT.204.090
 300 min⁻¹/rpm



150.155.000



Endo Rescue Kit - Removal of instrument fragments

The fracture of an instrument during an endodontic treatment not only causes the dentist enormous stress, it also poses an increased risk of post-endodontic complications to the patient. The removal of such fragments is often extremely difficult and almost impossible to plan.

The Endo Rescue Kit provides a simple and systematic solution, providing access to the opening of the root canal and allowing the removal of the fractured instrument. Once straight access to the fragment has been created by means of a conventional endodontic drill and two Gates burs, two specifically developed instruments greatly simplify a previously complicated procedure:


A centre drill (RKP) exposes the coronal part of the fragment. An extremely fine trepan bur (RKT) is then placed onto the fragment which is seized by the bur and held in place by dentin residues. The fragment is then pulled out of the root in an anticlockwise direction. Thanks to the small diameter of these two instruments, the fragment can be extracted whilst removing the absolute minimum of dentin.

Endo Rescue Kit - Das Fragment an der Wurzel gepackt

Die Fraktur eines Instrumentes im Rahmen einer endodontischen Behandlung stellt nicht nur einen enormen Stress für den Behandler dar, sondern bedeutet für den Patienten auch ein erhöhtes Risiko von postendodontischen Komplikationen. Das Entfernen solcher Fragmente gestaltet sich oft schwierig und ist nicht planbar.

Das Endo Rescue Kit bietet eine einfache und systematische Lösung für den Zugang zum Wurzelkanal und für das Entfernen der frakturierten Instrumente. Nachdem mithilfe eines herkömmlichen Endoboehrsers und zwei Gates-Bohrern ein gerader Zugang zum Fragment präpariert wurde, erlauben zwei spezielle Instrumente eine bislang komplizierte Aktion zu vereinfachen:

Ein Zeigerbohrer (RKP) legt den koronalen Teil des Fragmentes frei, ein extrem feiner Trepanbohrer (RKT) umschließt und verklemmt es und dreht es entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem Kanal heraus. Der geringe Durchmesser dieser beiden Instrumente erlaubt es, die Entfernung des Fragmentes unter minimaler Entfernung von Dentin durchzuführen.



Clinical sequence

1. Initial situation. Presence of a fragment of a fractured instrument in a mesial root.

2. Recreation of the access cavity (H269GK.315.016).

3. The coronal curvature is straightened with axial movements to create direct access to the fragment (G180A.204.110).

4. Preparation of the access right down to the fragment (G180A.204.090).

5. Exposure of the fractured surface by drilling around the fragment (RKP.204.090).

6. The fragment is surrounded and seized. Anti-clockwise rotation. Removal of the fragment which is firmly held in the trepan bur by the residues of dentin (RKT.204.090).

7. The last third can now be correctly prepared.

8. Final situation after filling.

Behandlungsablauf

1. Ausgangssituation. Fragment eines frakturierten Instrumentes in einer mesialen Wurzel.

2. Neupräparation der Zugangskavität (H269GK.315.016).

3. Die koronale Krümmung wird unter axialen Bewegungen entfernt, um einen direkten Zugang zum Fragment zu ermöglichen (G180A.204.110).


4. Präparation des Zugangs bis zum Fragment (G180.204.090).

5. Freilegen der Frakturstelle durch Umbohren des Fragmentes (RKP.204.090).

6. Umschließung des Fragmentes. Rotation gegen den Uhrzeigersinn. Entnahme des Fragmentes, welches durch die Dentinrückstände im Trepanbohrer festklemmt (RKT.204.090).

7. Das letzte Drittel kann nun korrekt präpariert werden.

8. Abgeschlossene Behandlung nach Füllung.




72

4601.000



Endo Rescue Kit
Zum Entfernen von frakturierten Instrumenten
Endo Rescue Kit
For the removal of fractured instruments

H269GK.315.016	1	
G180A.204.110	1	
G180.204.090	1	
RKP.204.090	1	
RKT.204.090	1	
155.000.	1	



RKT



		2	2
Größe · Size	Ø 1/100 mm	070	090
D	Ø 1/10 mm	7	9
D₁	Ø 1/10 mm	4	5

Winkelstück · Right-angle (RA)



RKT.204. ...

070 090 110

○_{max} 20000 min⁻¹/rpm
○_{opt} 300 min⁻¹/rpm
Endo Rescue Trepanbohrer
Im Linkslauf einzusetzen
Endo Rescue Trepan bur
To be used in anticlockwise rotation

RKP



		2	2
Größe · Size	Ø 1/100 mm	070	090


Winkelstück · Right-angle (RA)



RKP.204. ...

070 090 110

○_{max} 20000 min⁻¹/rpm
○_{opt} 300 min⁻¹/rpm
Endo Rescue Zeigerbohrer
Endo Rescue Centre Drill



Postendo



Post Endo

Root posts are intended for the reconstruction of teeth after successfully concluded endodontic treatments. It is their task to ensure permanent retention of the coronal build-up. What's more, the weakening of the root during preparation and load transmission has to be kept to the absolute minimum. The comprehensive range offered by Komet includes for example the ER system which has been a mile stone in the post endodontic treatment sector for almost 30 years. It comprises tapered, passive root posts that are available in various different material perfectly adapted to each individual indication.

New additions to the ER system include the two short posts DentinPost X Coated and TitanPost X Coated made of glass fiber reinforces composite and pure titanium. Thanks to their short shanks of merely 6 mm, the root is hardly weakened at all.

Our line of root posts is completed by the dual curing post cementation and build-up composite DentinBuild Evo.

Wurzelstifte dienen der Rekonstruktion endodontisch behandelter Zähne, bei ausgeprägten koronalen Defekten. Aufgabe von Wurzelstiften ist es, eine dauerhafte Retention des koronalen Aufbaus zu gewährleisten. Darüber hinaus soll weder bei der Präparation noch bei der Kraftübertragung durch Funktion die Wurzel mehr als nötig geschwächt werden.


Das umfangreiche Komet Sortiment umfasst u. a. das ER System welches seit 30 Jahren einen Meilenstein in der postendodontischen Behandlung darstellt. Es zeichnet sich durch konisch, passive Wurzelstifte aus, die, abgestimmt auf die individuelle Indikation, in verschiedenen Materialien zur Verfügung stehen.

Neuzugänge des ER Systems sind die beiden kurzen Stifte DentinPost X Coated und TitanPost X Coated aus glasfaserverstärktem Composite und Reintitan. Dank der kurzen Schaftlänge von nur 6 mm wird die Wurzel nur minimal geschwächt.

Abgerundet wird unser Wurzelstift-Sortiment durch das dualhärtende Stiftbefestigungs- und Stumpfaufbaucomposite DentinBuild Evo.

73

DPXCL 6



		10	10	10
Größe · Size	Ø 1/100 mm	070	090	110
D	Ø 1/10 mm	28	28	28
L	mm	6	6	6
L ₁	mm	4,5	4,5	4,5


DPXCL6.000. ...

070 090 110

DentinPost X Coated Kopfstift aus glasfaserverstärktem Composite mit haftvermittelnder Polymerschicht, Länge 6 mm

DentinPost X Coated posts with head made of fiber reinforced composite with adhesion enhancing polymer layer, length 6 mm

TPXCL 6




		10	10
Größe · Size	Ø 1/100 mm	070	090
D	Ø 1/10 mm	28	28
L	mm	6	6
L ₁	mm	4,5	4,5

TPXCL6.000. ...

070 090

TitanPost X Coated Kopfstift aus Reintitan mit haftvermittelnder Polymerschicht, Länge 6 mm

TitanPost X Coated posts with head made of pure titanium with adhesion enhancing polymer layer, length 6 mm



74

DPC 1 L 12




		10	10	10	10
Größe · Size	Ø 1/100 mm	050	070	090	110
L	mm	12	12	12	12

DPC1L12.000. ... 050 070 090 110

Gebrauchsmuster, Patente / Utility model, patents
GM 20 2008 006 129

DentinPost Coated aus glasfaserverstärktem Composite
mit haftvermittelnder Polymerschicht
*DentinPost Coated made of glass fiber reinforced
composite with adhesion enhancing polymer layer*

- 48 L 9
- 48 L 12
- 48 L 15
- 228 L 9
- 228 L 12
- 228 L 15
- 49 L 9
- 49 L 12
- 49 L 15
- 50 L 9
- 50 L 12
- 50 L 15



		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Größe · Size	Ø 1/100 mm	050	050	050	070	070	070	090	090	090	110	110	110
D	Ø 1/10 mm	20	20	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28
L	mm	9	12	15	9	12	15	9	12	15	9	12	15
L ₁	mm	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

●	48L9.000. ...	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	48L12.000. ...	-	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	48L15.000. ...	-	-	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	228L9.000. ...	-	-	-	070	-	-	-	-	-	-	-	-
●	228L12.000. ...	-	-	-	-	070	-	-	-	-	-	-	-
●	228L15.000. ...	-	-	-	-	-	070	-	-	-	-	-	-
●	49L9.000. ...	-	-	-	-	-	-	090	-	-	-	-	-
●	49L12.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	090	-	-	-	-
●	49L15.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	090	-	-	-
●	50L9.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
●	50L12.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
●	50L15.000. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110

TitanPost X Kopfstifte für direkte Aufbauten mit
plastischen Materialien, Reintitan
*TitanPost X Posts with head for direct build-ups using
moldable materials, pure titanium*



Composite System

DentinBuild Evo

is a dual curing composite for the cementation of root posts and for core build-ups. DentinBuild Evo is suitable for cementing and building up root posts made of glass fibre reinforced composite, ceramic and titanium.

DentinBond Evo

is a self-etching, dual curing adhesive for use with the DentinBuild composite.

Composite System

DentinBuild Evo

ist ein dualhärtendes Composite zur Stiftbefestigung und für den Stumpfaufbau. Wurzelstifte aus glasfaserverstärktem Composite, Keramik und Titan können mit DentinBuild Evo befestigt und aufgebaut werden.

DentinBond Evo

ist das passende dualhärtende und selbstätzende Adhäsiv zum Composite.

Schall



Sonic tips

The sonic tips from our SonicLine facilitate endodontic treatments with a gentle, conservative touch. Komet not only provides sonic tips for the orthograde preparation of the pulp chamber, but also sonic tips for the retrograde preparation of the root canal as part of an apicoectomy.

Important notes:

The sonic tips made by Komet can not only be used in Komet's sonic hand-piece SF1LM/S, but also


- in the Scalers made by the co. W&H (Series Proxeo® ZA-55/L/LM/M/LS and Proxeo® ST ZE-55RM/BC, Series Synea® ZA-55/L/LM/M or series Alegra® ST ZE-55RM/BC)*
- in the SONICflex™ hand-piece provided by the company KaVo (Series 2000N/L/X/LX or series 2003N/L/X/LX)*
- in the SIROAIR L of the co. Dentsply Sirona*
- in the sonic hand-pieces Ti-Max, series S970L/KL/SL, made by NSK*

Einen besonders sanften und substanzschonenden Weg in die Endodontie bieten die Endo-Schallspitzen aus dem SonicLine Sortiment. Hier stehen sowohl Schallspitzen zur orthograden Präparation des Pulpakavums zur Verfügung, als auch Schallspitzen, die im Rahmen einer Wurzelspitzenresektion für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung eingesetzt werden.

Wichtige Hinweise:

Die Komet Schallspitzen sind nicht nur einsetzbar im Komet Schallhandstück SF1LM/S sondern auch

- in den Scalern der Fa. W&H (Serie Proxeo® ZA-55/L/LM/M/LS und Proxeo® ST ZE-55RM/BC, Serie Synea® ZA-55/L/LM/M oder der Serie Alegra® ST ZE-55RM/BC)
- im SONICflex™-Handstück der Fa. KaVo (Serie 2000N/L/X/LX oder Serie 2003N/L/X/LX)
- im SIROAIR L der Fa. Dentsply Sirona
- in Ti-Max Serie S970L/KL/SL Schallhandstücken der Firma NSK



SonicLine

Sonic tips for orthograde preparation of the pulp chamber and preparation of the cervical third of the root canal as part of an endodontic treatment.

Advantages:

- Quick preparation and removal of old root fillings
- Easier retrieval of root canals
- Enlargement of obliterated canals
- Preparation of straight canal access cavities without weakening the crown
- Useful for removing hard root fillings, cements or posts
- Controlled, gentle preparation without steps and protruding material
- Excellent vision

The sonic tips can be used in the air driven sonic hand piece SF1LM/S (air scaler) and reprocessed with the help of a rinse adapter in a Miele washer/disinfecter.



SonicLine

Schallspitzen zur orthograden Präparation des Pulpakavums und Aufbereitung des zervikalen Drittels des Wurzelkanals im Rahmen einer endodontischen Behandlung.

Vorteile:

- schnelle Aufbereitung und Entfernung alter Wurzelfüllungen
- erleichtertes Auffinden von Wurzelkanälen
- Erweiterung obliterierter Kanäle
- Präparation geradliniger Zugänge zu den Kanälen ohne Schwächung der Krone
- hilfreich bei der Entfernung von harten Wurzelfüllmaterialien, Zementen oder Stiften
- kontrollierte, schonende Präparation ohne Stufen und Überhänge
- exzellente Übersicht

Die Schallspitzen können im luftbetriebenen Schallhandstück (Airscaler) SF1LM/S eingesetzt und mit einem Spüladapter im Miele RDG aufbereitet werden.



SF 66

79



		1
L	mm	6,0

SF66.000. ...

•

Knospe groß

Initiale Bearbeitung der Zugangskavität und Beseitigung von Überhängen

Large bud

Initial preparation of the access cavity and removal of protruding substance



SF 67



		1
L	mm	10,0
Winkel · Angle	α	125°

80

SF67.000. ...

•

Konisch

Auffinden von feinen und verkalkten Kanälen, Eröffnen der oberen Kanalanteile bei der Revision

Tapered

Retrieval of fine and calcified canals, opening of the upper canal portions during revision



SF 68



		1
L	mm	10,0
Winkel · Angle	α	112°

SF68.000. ...

•

Konisch

Stärker abgewinkelte Alternative zur SF67

Tapered

Alternative to the SF67 with a more pronounced angle



SF 69



		1
L	mm	6,0
SF69.000. ...		.

Knospe klein

Finitur der Zugangskavität, minimales Auffrischen der Dentinschicht und Entfernung von Wurzelkanalfüllungsresten

Small bud

Finishing of the access cavity, minimal refreshing of the dentin layer and removal of residues of root canal fillings

81



SF 70








		1
L	mm	10,0
Winkel · Angle	α	122°
SF70.000. ...		.

Konisch

Erweiterung langer und weiter Kanäle, Lösen frakturierter Instrumente, Entfernung von Wurzelfüllungen aus Guttapercha und weichen Zementen

Tapered

Enlargement of long and wide canals, unblocking of fractured instruments, removal of root fillings made of gutta-percha and soft cements



SonicLine

Sonic tips for retrograde endodontic treatments as part of an apicectomy.

Clinical sequence:

Preparative surgical steps

1. Create the access through the jaw bone and work on the bone in the periapical region. Prepare a small bone window with a repositionable lid to ensure a proper preparation of the canal with the endodontic tips for retrograde treatments.
2. Remove the root apex in a right angle to the tooth axis, for example with the tungsten carbide bone cutter Komet H254E
3. Remove any diseased tissue by means of a sharp spoon curette and stop the resulting bleeding

Retrograde root preparation with SonicLine sonic tips

4. Retrieval of the root canal and exposure of the canal entrance with the sonic tips SF56 (curved to the left) or SF57 (curved to the right)
5. Preparation of the cavity up to a depth of 3 mm with the SF16 (curved to the left) or SF17 (curved to the right) In case of extremely curved root canals, it might be helpful to open and enlarge the canal with the specially shaped sonic tip SF55
6. Preparation of an undercut in order to prevent loss of the canal filling with the tip SF20 (curved to the left) or SF21 (curved to the right)
7. Finally, fill the root with a material suitable for retrograde fillings

Advantages:

- Minimally invasive treatment without need to prepare a large bone window
- Axial work, even in very crowded conditions
- Easier work thanks to double-angled tips
- Slender tips for excellent vision in all jaw regions
- Simplified preparation of undercuts for permanent retention of the retrograde root filling

SonicLine

Schallspitzen zur retrograden Wurzelkanalaufbereitung im Rahmen der Wurzelspitzenresektion.

Vorgehen:

Vorbereitende chirurgische Arbeitsschritte

1. Zugang durch den Kieferknochen, Knochenbearbeitung der periapikalen Region. Präparation eines kleinen, reponierbaren Knochenfensters ist ausreichend, um eine einwandfreie Aufbereitung mit den Endo retro Spitzen sicher zu stellen.
2. Resektion der Wurzelspitze im rechten Winkel zur Zahnachse mit einem Knochenfräser, z. B. H254E.
3. Entfernung des geschädigten Gewebes mit scharfer Löffelkürette mit anschließender Blutstillung.

Retrograde Wurzelkanalaufbereitung mit SonicLine Schallspitzen

4. Auffinden des Wurzelkanals und Darstellung des Kanaleingangs mit den Endo retro Schallspitzen SF56 (links gebogen) oder SF57 (rechts gebogen).
5. Präparation der Kavität bis zu einer Eindringtiefe von 3 mm mit der SF16 (links gebogen) oder SF17 (rechts gebogen). Bei sehr starker Wurzelkrümmung kann die Eröffnung und Erweiterung mit der stark gebogenen Endo retro Schallspitzen SF55 hilfreich sein.
6. Präparation des Unterschnittes zur Retention der retrograden Wurzelfüllung mit der SF20 (links gebogen) oder SF21 (rechts gebogen).
7. Abschließend erfolgt die Wurzelfüllung mit einem für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung geeignetem Wurzelfüllmaterial.

Vorteile:

- minimalinvasives Vorgehen ohne Präparation von großen Knochenfenstern
- achsengerechte Bearbeitung, auch bei sehr beengten Platzverhältnissen
- Arbeitserleichterung durch doppelt abgewinkelte Spitzen
- filigrane Spitzen für gute Sicht in allen Kieferbereichen
- vereinfachte Präparation von Unterschnitten für eine dauerhafte Retention der retrograden Wurzelfüllung



SF 56



		1
L	mm	3,0
SF56.000. ...		•

Torpedoförmig, links gebogen, Ø 0,7 mm
Auffinden des Wurzelkanals, Darstellung des Kanaleingangs
Torpedo shaped, curved to the left, Ø 0.7 mm
Retrieval of the root canal, exposure of the canal entrance



SF 57



		1
L	mm	3,0
SF57.000. ...		•

Torpedoförmig, rechts gebogen, Ø 0,7 mm
Auffinden des Wurzelkanals, Darstellung des Kanaleingangs
Torpedo shaped, curved to the right, Ø 0.7 mm
Retrieval of the root canal, exposure of the canal entrance



SF 16



		1
L	mm	3,0

SF16.000. ...



84

Torpedoförmig, links gebogen, Ø 1,0 mm
Präparation der Kavität/des Wurzelkanals
Torpedo shaped, curved to the left, Ø 1.0 mm
Preparation of the cavity/the root canal



SF 17



		1
L	mm	3,0

SF17.000. ...



Torpedoförmig, rechts gebogen, Ø 1,0 mm
Präparation der Kavität/des Wurzelkanals
Torpedo shaped, curved to the right, Ø 1.0 mm
Preparation of the cavity/the root canal



SF 20



		1
L	mm	3,0

SF20.000. ...

•

T-förmig, links gebogen, Ø 1,0 mm
Präparation des Unterschnittes zur Retention der retrograden
Wurzelfüllung
T-shaped, curved to the left, Ø 1.0 mm
Preparation of an undercut to retain the retrograde root filling

85



SF 21



		1
L	mm	3,0

SF21.000. ...

•

T-förmig, rechts gebogen, Ø 1,0 mm
Präparation des Unterschnittes zur Retention der retrograden
Wurzelfüllung
T-shaped, curved to the right, Ø 1.0 mm
Preparation of an undercut to retain the retrograde root filling



SF 55



		1
L	mm	3,0

SF55.000. ...

•

86

Torpedoförmig, sehr stark gebogen, Ø 0,7 mm
Eröffnung und Erweiterung bei sehr starker Wurzelkrümmung,
insbesondere bei Apices, die stark nach oral geneigt sind
Torpedo shaped, extremely curved, Ø 0.7 mm
Opening and enlarging of extremely curved root canals, especially apices
strongly inclining in an oral direction



SF 1 LM.000



Schallhandstück mit Licht und MULTIflex™-Anschluss, inkl. Spitzenwechsler
MULTIflex™ ist eine Marke der Firma KaVo
Sonic handpiece with light and MULTIflex™ connection, incl. tip changer
MULTIflex™ is a trademark of KaVo



SF 1 LS.000



Schallhandstück mit Licht und Sirona®-Anschluss, inkl. Spitzenwechsler
Sirona® ist eine eingetragene Marke der Firma Dentsply Sirona
Sonic handpiece with light and Sirona® connection, incl. tip changer
Sirona® is a registered trademark of the company Dentsply Sirona



SF 1975.000



Spitzenwechsler mit Drehmoment
Tip changer with torque



SF 1978.000



Spüladapter zur Aufbereitung von Schallspitzen im Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Rinse adapter for reprocessing of sonic tips in a Miele washer/disinfector

87



SF 1978 L.000



Spüladapter lang zur maschinellen Aufbereitung von Schallspitzen im Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Rinse adapter long for the mechanical reprocessing of sonic tips in a Miele washer/disinfector



SF 1979.000

Kühladapter für Schallspitzen, zur externen Zuführung sterilen Kühlmediums
Rostfreier Stahl
Cooling adapter for sonic tips, for external supply of sterile cooling liquid
Stainless steel



SF 1977.000



Spüladapter zur maschinellen Aufbereitung des Komet Kühladapters SF1979 und der Ultraschallspitzen mit Innengewinde (kompatibel mit EMS und KaVo PIEZOlux™ Einheiten) im Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät, rostfreier Stahl

Rinse adapter for reprocessing of the Komet cooling adapter SF1979 or of the ultrasonic tips with internal thread (compatible with EMS and KaVo PIEZOlux™ units) in a Miele washer/disinfector, stainless steel

SF 1977 L.000



Spüladapter lang zur maschinellen Aufbereitung des Komet Kühladapters SF1979 und der Ultraschallspitzen mit Innengewinde (kompatibel mit EMS und KaVo PIEZOlux™ Einheiten) im Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät, rostfreier Stahl

Rinse adapter long for reprocessing of the Komet cooling adapter SF1979 or of the ultrasonic tips with internal thread (compatible with EMS and KaVo PIEZOlux™ units) in a Miele washer/disinfector, stainless steel



9952.000




Abmessungen · Dimensions mm 90 x 65 x 22

Instrumentenständer aus rostfreiem Edelstahl mit 7 Aufnahmen für Schall- oder Ultraschallspitzen und vormontierten hellblauen Silikonstopfen
Bur block made of stainless steel with 7 holders for sonic or ultrasonic tips and preassembled light blue silicone plugs



4602.000

Set Kühladapter SF1979 für Schallspitzen und Montageschlüssel 566
Set cooling adapter SF1979 for sonic tips and mounting wrench 566

		
SF1979.000.	1	
566.000.	1	



Endo motors

To ensure safe mechanical root canal preparation, special drives are required that meet the requirements regarding reduced speeds and torque limitation. The Komet range includes both a special cordless endodontic handpiece and a complete endodontic motor. Both products cover the topics of preparation and integrated electrical length measurement.

Endo-Antriebe

Um eine sichere maschinelle Wurzelkanalaufbereitung zu gewährleisten, sind spezielle Antriebe notwendig, welche die Anforderungen an reduzierte Geschwindigkeiten und begrenzte Drehmomente erfüllen. Das Komet Sortiment umfasst sowohl ein spezielles kabelloses Endo-Handstück, als auch einen kompletten Endo-Motor. Beide Produkte umfassen die Themen Aufbereitung und integrierte elektrische Längenbestimmung.

EndoPilot

EndoPilot

The EndoPilot is an endodontic motor and apex locator all in one, ensuring an efficient and safe preparation of the root canal.

This torque and speed controlled endodontic motor is provided with coloured LED lights indicating the direction of rotation, the torque limit or the position of the apex. These features ensure an efficient preparation of the root canal. Thanks to the fully insulated electric contra-angle, the integrated apex locator allows an exact, real-time determination of the length because the operator is always in full control of the actual position of the file.

The EndoPilot is provided with a file library containing the characteristics of the FQ, F360, F6 SkyTaper, Procodile Q and Procodile files and other commonly used file systems. What's more, the operator has the option to develop individually adapted sequences.

Endo-Motor und Apexlocator in einem – für eine effiziente und sichere Wurzelkanalaufbereitung.

Der drehmoment- und drehzahlüberwachte Endo-Motor, der dank farbiger LED-Leuchten über Drehrichtung, Drehmomentgrenze bzw. Apexposition informiert, sorgt für eine effiziente Wurzelkanalaufbereitung. Über das elektrisch vollisolierte Winkelstück ermöglicht der integrierte Apexlocator während der Aufbereitung eine präzise Längenbestimmung in Echtzeit und bietet so ein hohes Maß an Sicherheit, da man jederzeit die volle Kontrolle über die aktuelle Feilenposition hat.

FQ, F360, F6 SkyTaper, Procodile Q und Procodile sowie andere gängige Feilensysteme sind mit ihren jeweiligen Kennwerten in einer Feilenbibliothek vorprogrammiert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eigene Sequenzen individuell zusammen zu stellen.



EP00 14 EndoPilot



The EndoPilot is provided with a large, easy to read touch screen which guides the operator through the menu. All functions are found quickly and easily.

Thanks to the reduced size of the retainer and the wireless, radio-controlled foot switch, the battery-operated EndoPilot is particularly easy to handle and adapts perfectly to the requirements in your dental practice.

Hardware:

- Endodontic motor and apex locator all in one
- Modern and attractive design
- Fully insulated electric motor and contra-angle
- 7 inch colour touch-screen display
- Wireless, radio-controlled foot switch
- Can be updated by means of micro SD card to allow for future developments
- Battery-operated
- High-quality metal holder and concealed cable routing

Software:

- File library with many preset file systems
- Option to develop individual sequences
- Clearly laid out menu with easy-to use touch screen
- Precise real-time determination of the length thanks to the patented impulse measuring technique
- The preparation length is manually variable at the apex locator
- The motor stops as soon as the preparation length is reached
- Torque reduction in the vicinity of the apex
- Patented ReFlex motion for use in combination with Procodile files
- ReFlex smart provides extra safety thanks to its particularly sensitive reaction to torsional loads
- ReFlex dynamic works particularly fast, thus offering even greater efficiency during preparation

Ein großes und gut lesbares Touch-Display führt durch das Menü, so werden alle Funktionen einfach und schnell gefunden.

Dank des schmalen Aufstellers, des kabellosen Funkfußschalters und des Akkubetriebes ist der EndoPilot besonders praxis- und anwenderfreundlich.

Hardware:

- Endo-Motor und Apexlocator in einem
- modernes, formschönes Design
- Motor und Winkelstück elektrisch voll isoliert
- 7 Zoll Farb-Touchdisplay
- kabelloser Funkfußschalter
- zukunftssicher durch Updatemöglichkeit per Micro-SD Karte
- Akkubetrieb
- hochwertige Metallhalterung und verdeckte Kabelführung

Software:

- Feilenbibliothek mit vielen voreingestellten Feilensystemen
- Möglichkeit zum Einrichten individueller Sequenzen
- übersichtliches Menü und einfache Bedienung per Touchscreen
- genaue Längenmessung in Echtzeit durch patentiertes Impulsmessverfahren
- Aufbereitungslänge beim Apexlocator manuell variierbar
- Motor stoppt bei Erreichen der Aufbereitungslänge
- Drehmomentreduzierung in Apexnähe
- patentierte ReFlex Bewegung für den Einsatz der Procodile Feilen
- ReFlex smart reagiert fühlbar sensitiv bei Torsionsverspannungen für eine hohe Sicherheit
- ReFlex dynamic arbeitet besonders zügig und bietet somit ein Plus an Effizienz bei der Aufbereitung



EP 0014.000



EndoPilot
Endo-Motor und Apexlocator in einem
EndoPilot
Endodontic motor and apex locator in one



new

EP DP 00.000

Set DownPack für EndoPilot
DownPack Handstück, Halterung, Heizspitze fein, grau
Set DownPack for EndoPilot
DownPack handpiece, retainer, heating tip fine, grey

93



new

EP 0151.000

DownPack Handstück für EndoPilot
DownPack handpiece for EndoPilot



new

EP 0156.000

DownPack Heizspitze extra-fein,
XF 040/.04, grün
DownPack heating tip extra fine,
XF 040/.04, green



new

EP 0152.000

DownPack Heizspitze fein,
F 050/.04, grau
DownPack heating tip fine,
F 050/.04, grey



new

EP 0153.000

DownPack Heizspitze fein-mittel,
FM 050/.05, gelb
DownPack heating tip fine-medium,
FM 050/.05, yellow



new

EP 0154.000

DownPack Heizspitze mittel,
M 050/.07, rot
DownPack heating tip medium,
M 050/.07, red



new

EP 0155.000

DownPack Heizspitze mittel-groß,
ML 050/.09, blau
DownPack heating tip medium-large,
ML 050/.09, blue



new

EP 2302.000

DownPack/BackFill Halterung für EndoPilot
DownPack/BackFill retainer for EndoPilot



new

EP BF 00.000

Set BackFill für EndoPilot
BackFill Pistole Obtura Max und Zubehör:
Überwurfmutter, Schutzhülse, Applikationsnadeln Ø 25 ga, Multi Tool Werkzeug,
Reinigungsset, Guttapercha Bar
Set BackFill for EndoPilot
BackFill pistol Obtura Max and accessories:
Union nut, protective sleeve, application needles Ø 25 ga, multi tool, cleaning
set, guttapercha bar



new

EP 1041.000

BackFill Pistole Obtura Max
BackFill pistol Obtura Max



new

EP 1044.000

Applikationsnadeln Ø 20 ga für BackFill Pistole Obtura Max,
5 Stück
Application needles Ø 20 ga for BackFill pistol Obtura Max,
5 pieces



new

EP 1045.000



Applikationsnadeln Ø 23 ga für BackFill Pistole Obtura Max,
5 Stück
*Application needles Ø 23 ga for BackFill pistol Obtura Max,
5 pieces*

new

EP 1046.000



Applikationsnadeln Ø 25 ga für BackFill Pistole Obtura Max,
5 Stück
*Application needles Ø 25 ga for BackFill pistol Obtura Max,
5 pieces*

new

EP 0142.000



Guttapercha Bar für BackFill Pistole Obtura Max,
100 Stück
*Guttapercha bar for BackFill pistol Obtura Max,
100 pieces*

new

EP 1042.000



Überwurfmutter für BackFill Pistole Obtura Max
Union nut for BackFill pistol Obtura Max



new

EP 1043.000

Schutzhülsen für BackFill Pistole Obtura Max,
4 Stück
*Protective sleeves for BackFill pistol Obtura Max,
4 pieces*



new

EP 0147.000

Multi Tool Werkzeug für BackFill Pistole Obtura Max
Multi tool for BackFill pistol Obtura Max

97



new

EP 0148.000

Reinigungsset für BackFill Pistole Obtura Max,
2 Bürsten
*Cleaning set for BackFill pistol Obtura Max,
2 brushes*



109 2314.000

EndoPilot Lipclip
Lippenclip für die Apexmessung mit Apex-Kabel
*EndoPilot Lipclip
Lip clip for measuring the apex with an apex cable*



new



109 2316.000

EndoPilot Feilenklemme (zerlegbar)
Für Apexkabel EndoPilot
*EndoPilot File clamp (dismountable)
For EndoPilot apex cable*

new



109 2315.000

EndoPilot Kabel für Feilenklemme
Für EndoPilot Apexkabel
*EndoPilot Cable for file clamp
For EndoPilot apex cable*

new



109 2312.000

EndoPilot Apex-Messkabel mit Stecker
EndoPilot Apex measuring cable with plug



109 2311.000

EndoPilot Apex-Kabel-Set
Set bestehend aus Messkabel mit Stecker, Lippenclip, Kappe für Lippenkontakt,
Kabel für Feilenklemme, Feilenklemme
*EndoPilot Apex cable set
Set consisting of the measuring cable with plug, lip clip, cap for lip contact, cable
for the file clamp, file clamp*



new

110 2203.000

EndoPilot AC/DC Adapter
Adapter für den EndoPilot mit Euro-Primärstecker 12 V 1,5 A 100-240 V
EndoPilot AC/DC Adapter
Adapter for the EndoPilot with power supply (EC) 12V 1,5A 100-240V



new

109 0112.000

EndoPilot Motor
Motor mit ISO-E Anschluss, LED-Anzeige und Apex-Kontakt für den EndoPiloten
EndoPilot Motor
Motor with ISO-E connection, LED display and apex contact for the EndoPilot

99



109 2361.000

EndoPilot Fußschalter
Funk-Fußschalter single für den EndoPiloten
EndoPilot foot switch
Remote single foot switch for the EndoPilot



109 2351.000

EndoPilot Twin Fußschalter
Funk-Fußschalter twin für den EndoPiloten
EndoPilot Twin foot switch
Remote twin foot switch for the EndoPilot



Ready, Steady, EnGO! The wireless handpiece with file database.

With Komet's EnGO handpiece, you have a true multi-talent for endodontics in your hands. Whether reciprocating or rotating: EnGO is suited for all common types of movements and offers individual setting options for speed, torque, and angle. The specifications for your most frequently used files can be saved in the unit. Thanks to the pre-installed parameters of all Komet systems, you are all set for your next treatment.

The wireless, ergonomic unit fits perfectly in the hand of both right-handed and left-handed users and makes working comfortable even during longer treatments. Thanks to its 360° rotatable contra-angle, EnGO provides optimal access to the treatment area. In addition, EnGO is particularly safe to use: the small head ensures good visibility, and the integrated apex locator allows you to prepare right up to the apex.

The main arguments:

- Sophisticated Ergonomics
- Optimum View
- Integrated Apex Locator
- Individual Settings
- Brushless Motor
- Impressive Performance
- Rotatable all around
- Automatic Movement
- Adjustable Reciprocating Movement
- Easy Handling
- Wireless Charging
- Long-lasting Battery



Let's Go - mit EnGO! Das kabellose Handstück mit Feilendatenbank.

Mit dem Komet Handstück EnGO halten Sie ein wahres Multitalent für die Endodontie in Ihren Händen. Ob reziprok oder rotierend: EnGO ist für alle gängigen Bewegungsarten geeignet und bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten zu Drehzahl, Torque und Winkel. Die Spezifikationen für Ihre meistgenutzten Feilen können im Gerät gespeichert werden. Durch die bereits vorinstallierten Parameter aller Komet-Systeme können Sie bei Ihrer nächsten Behandlung direkt loslegen.

Das kabellose, ergonomische Handstück liegt Rechts- wie auch Linkshändern perfekt in der Hand und macht selbst bei längeren Behandlungen ein angenehmes Arbeiten möglich. Dank seinem um 360° drehbaren Winkelstück ermöglicht EnGO Ihnen optimalen Zugang zum Behandlungsort. Zusätzlich ist die Anwendung mit EnGO besonders sicher: Der kleine Kopf sorgt für gute Sicht und durch den integrierten Apexlocator präparieren Sie gezielt bis zum Apex.

Die Hauptargumente in der Übersicht:

- Durchdachte Ergonomie
- Optimale Sicht
- Integrierter Apexlocator
- Individuelle Einstellungen
- Bürstenloser Motor
- Überzeugende Leistung
- Rundum drehbar
- Automatische Bewegung
- Modifizierbare Reziprokbewegung
- Gutes Handling
- Kabelloses Laden
- Langlebiger Akku



new

ENGO 13.000



EnGO Drehmomentbegrenztes Akkuhandstück
EnGO Torque limited battery-powered handpiece



new

ENGO 01.000

EnGO Handstück
EnGO handpiece

101



new

ENGO 02.000

EnGO Winkelstück
EnGO contra-angle



new

ENGO 03.000

EnGO Ladestation
EnGO charging station



new

102

ENGO 04.000

EnGO Messkabel für Apex Locator
EnGO measuring cable for Apex Locator



new

ENGO 05.000

EnGO AC/DC Adapter für EU
EnGO AC/DC adapter for EU



new

ENGO 06.000

EnGO AC/DC Adapter für UK
EnGO AC/DC adapter for UK



new

ENGO 08.000

EnGO Lippenhaken für Apex Locator
EnGO lip clip for Apex Locator



new

ENGO 09.000

EnGO Feilenklammer für Apex Locator
EnGO file clip for Apex Locator



new

ENGO 10.000

EnGO Mehrweg Schutzkappen aus Silikon für Winkelstückkopf
EnGO reusable protective silicone caps for contra-angle head

103



new

ENGO 12.000

EnGO Einweg Schutzhüllen
EnGO disposable protective sleeves




Zubehör



Auxiliaries

To support the dentist with helpful tools before, during and after the treatment, Komet offers specially matched accessories and instrument blocks, for example interim blocks for the intermediate storage of endodontic files during the preparation of the root canal or bur blocks suitable for cleaning, disinfection and sterilization of instruments in the autoclave.

Um den Zahnarzt vor, während und nach der Behandlung sinnvoll zu unterstützen, bietet Komet abgestimmtes Zubehör und Arbeitsständer an. Beispielsweise Interimständer zur Zwischenablage von Wurzelkanalfeilen während der Wurzelkanalaufbereitung oder autoklavierbare Instrumentenständer für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Instrumenten.



Insert tray

Endodontic instruments can be stored in a clearly arranged treatment tray.

- For 28 endodontic instruments (handpiece and contra-angle)
- PP, 64 x 59 x 19 mm

Sterilization container made of high-performance plastic (PPSU)

- No seals, no maintenance required. More than 2000 sterilization cycles
- Suitable for vacuum steam sterilization
- ePTE filter. The long-lasting ePTE filter remains in the sterilization container during reprocessing (manual or mechanical)
- Transparent material - the contents are visible from the outside
- Two or more containers can be laterally connected

Inserttray

Endo-Instrumente können in einem übersichtlichen Inserttray als Behandlungsstände archiviert werden.

- für 28 Endoinstrumente (Hand- und Winkelstückschaft)
- PP, 64 x 59 x 19 mm

Sterilcontainer aus Hochleistungs-Kunststoff (PPSU)

- wartungs- und dichtungsfrei für über 2000 Sterilisationszyklen
- geeignet für Dampfsterilisationsverfahren unter Vakuum
- der Langzeit-ePTE-Filter bleibt auch während der Aufbereitung (manuell wie maschinell) im Sterilcontainer
- transluzentes Material - der Inhalt ist von außen erkennbar
- zwei und mehr Container können seitlich zusammengesteckt werden



106 541.000



Inserttray Endo universell, für 28 Endoinstrumente (Hand- und Winkelstückschaft), PP (ohne Instrumentarium)
Universal Endo insert tray, for 28 endodontic instruments (handpiece and contra-angle), PP (without instruments)



556.000



Abmessungen · Dimensions	mm	90 x 90 x 55
--------------------------	----	--------------

Sterilcontainer A8, wartungs- und dichtungsfrei, mit Sterilfilter für 100 Sterizyklen, Stapelabstützung, zusammensteckbar, transluzenter PPSU Kunststoff
Sterilisation container A8, no seals, no maintenance, with sterilisation filter for 100 sterilisation cycles, stackable, connectable, transparent PPSU plastic



9934

Sterilfilter 25 x 61 mm für Sterilcontainer A8, Wechsel jährlich bzw. nach 100 Sterizyklen, ePTFE, 2 Stück
Sterilisation filter 25 x 61 mm for sterilisation container A8, change after 12 months or after 100 sterilisation cycles, ePTFE, 2 pcs.



WKIBOX.000

Abmessungen · Dimensions	mm
	290 x 140 x 70

Aufbewahrungsbox für Endo-Blister inkl. 5 Stege
Storage box for endodontic blister packs incl. 5 dividers

107



Waschbox

Wash box

The wash box is intended for mechanical cleaning and disinfection of instruments in the thermo disinfectant. Following an initial pre-cleaning step, the instruments to be cleaned are placed into the insert trays that are part of the chosen treatment system. The loaded insert tray can then be put into the wash box. It is then cleaned and disinfected in the thermo disinfectant.

Die Waschbox ist für die maschinelle Reinigung und Desinfektion von endodontischen und chirurgischen Instrumenten im Thermodesinfektor bestimmt. Die zu reinigenden Instrumente sind - vorgereinigt - in den zu den jeweiligen Behandlungssystemen gehörenden Inserttrays zu positionieren. Anschließend kann das Inserttray in die Waschbox gestellt und im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.



9955.000




Abmessungen · Dimensions mm 67 x 50 x 61

Waschbox

Für die maschinelle Reinigung und Desinfektion von Instrumenten im
Thermodesinfektor

Washing box

For mechanical cleaning and disinfection of instruments in the thermo disinfector



595.000



Endo Interimstand mit Schaumeinlagen (5 St.)
Zur hygienischen Zwischenablage und für die Reinigung von
Wurzelkanalinstrumenten während der Behandlung (ohne Instrumentarium)
Intermediate support for endodontic instruments with foam inserts (5 pcs)
For the hygienic intermediate storage and cleaning of root canal instruments
during the treatment (without instruments)

109



9866



Abmessungen · Dimensions mm 50 x 30 x 17

Schaumeinlage weiß, Refill 25 St.
Foam insert white, refill 25 pcs.



9989.000



Abmessungen · Dimensions mm 83 x 45 x 35

Instrumentenständer aus rostfreiem Edelstahl mit 16 Aufnahmen für FG- und
Winkelstückinstrumente, mit vormontierten blauen Silikonstopfen, für eine max.
Instrumentenlänge von 33 mm
Bur block made of stainless steel with 16 blue silicone plugs as universal
instrument holders, for FG and RA instruments with a maximum length of 33 mm



110

9933 L 5.000



Abmessungen · Dimensions

mm

61 x 45 x 50

Instrumentenständer aus rostfreiem Edelstahl mit 12 Aufnahmen für FG-, HP- und Winkelstückinstrumente, mit vormontierten blauen Silikonstopfen, für eine max. Instrumentenlänge von 48 mm

Bur block made of stainless steel with 12 blue silicone plugs as universal instrument holders, for FG, HP and RA instruments with a maximum length of 48 mm

9933 L 7.000



Abmessungen · Dimensions

mm

61 x 45 x 70

Instrumentenständer aus rostfreiem Edelstahl mit 12 Aufnahmen für FG-, HP- und Winkelstückinstrumente, mit vormontierten blauen Silikonstopfen, für eine max. Instrumentenlänge von 68 mm

Bur block made of stainless steel with 12 blue silicone plugs as universal instrument holders, for FG, HP and RA instruments with a maximum length of 68 mm



9891



		1	1	1	1	1	1	1
Größe · Size		1	2	3	4	5	6	7

9891.000. ...

1 2 3 4 5 6 7

Silikonstopfen, als Refill für Instrumentenständer mit Silikonstopfen, 8 Stück

Silicone plug, refill for bur blocks with silicone plugs, 8 pieces



9848

Acryl-Übungsblöckchen, 3 St.
Acrylic training block, 3 pcs.



TOOTH 1.000

Übungszahn Endo, Molar (4 Wurzelkanäle)
Practice tooth Endo, Molar (4 root canals)

111



TOOTH 2.000

Übungszahn Endo, Prämolare, S-förmig
Practice tooth Endo, Premolar, S-shaped







Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon 0800 7701700

Telefax 0800 7701800

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon 00800 70170070

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at